

## PC-620D , Corning 电磁加热搅拌器

产品名称	PC-620D , Corning 电磁加热搅拌器
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Corning电磁加热搅拌器 类型:生物教学仪器
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室 : 010-51285949 传真 : 010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

## 产品详情

仪器简介：corning数字式加热仪有明亮led面板显示温度，他们还带有一个闭路旋钮来监控与调节温度，带有可选的外部温度控制器 (cat. no. 6795pr)，他们还可以监控与控制容器中的温度。加热设置可以从5 ° c到550 ° c ( 200 ° c带可选外部温度控制器)。可以选择两种顶部尺寸5" x 7"，35平方英寸 ( 226cm<sup>2</sup> ) 或者10" x 10"，100平方英寸 ( 645cm<sup>2</sup> )。 corning?的pc-400d加热仪有一个5" x 7"玻璃陶瓷顶面与可以作高调节温度到550 ° c。技术参数：加热设置可以从5 ° c到550 ° c ( 200 ° c带可选外部温度控制器)。可以选择两种顶部尺寸5" x 7"，35平方英寸 ( 226cm<sup>2</sup> ) 或者10" x 10"，100平方英寸 ( 645cm<sup>2</sup> )。主要特点：新特性：数字led温度显示在5 ° c 范围内可调节并在到达设定温度前一直闪烁。数字led搅拌速度显示在到达设定速度时显示。微处理器保持稳与重复的温度与搅拌速度。可选择的外部温度控制器 (cat. no. 6795pr) 可以完全控制容器内部温度。安全特性:无论加热控制是否打开，明亮led的顶部过热指示灯在顶部面板温度超过60 ° c时变亮。分离的温度感受器在单元过热时切断电源。可选择的外部温度控制器 (cat. no. 6795pr) 会关闭单元当它没有在液体中时。符合ul与cul标准。外部温度控制器 ( at. no. 6795pr用于pc-420d以上 ) 用于监控与控制容器中溶液温度，明亮led显示器显示温度与转速。节约实验室空间：所有单元都是小尺寸与低外形的，只有4-7/8" (12.2cm) 的高度适合放入罩子或储物柜中。在紧缺空间中可以使用9"到18" (22.9到45.7cm)支持架子 (cat. no. 440129) 可以直接连接到数字型号的标准连接环中，可以配合使用温度计、电极、滴定管与corning外部温度控制器 (cat. no. 6795pr)。pyroceram? 玻璃陶瓷顶面提供加热均匀与在颜

本产品的品牌是Corning电磁加热搅拌器，型号是Corning电磁加热搅拌器，类型是生物教学仪器，材质是Corning电磁加热搅拌器，测量范围是32，适用范围是22