

棕色微量滴定管 10ml A级 包送检 刻度精确

产品名称	棕色微量滴定管 10ml A级 包送检 刻度精确
公司名称	河南科智玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北玻帆船 型号:10ml
公司地址	郑州市惠济区金杯路北段
联系电话	63891526

产品详情

微量滴定管：10ml

最小分度值：0.05ml

容量允差: ± 0.025 ml

流出时间：30~45秒

【造型】：是由毛细玻璃管制成可度量管与注液管平想行衔接而成，在注液管的顶端具有安全漏斗，下接活塞，连接在量管刻度线下端，并与具活塞的滴液尖嘴相通，安全漏斗系放入液体用，活塞是控制液体流入量管内，具活塞滴液尖嘴是控制液体的流速，滴定管的支柱系实心玻璃棒制造，作插入木座用，木座是固定滴定管用。

【使用方法】：先将微量滴定管清洗干净，在活塞处涂上一层薄薄的活塞油脂，然后把座式微量滴定管垂直安装在木坐上，然后从漏斗中注入溶液，扭转活塞，使溶液从刻度管流出1~2次，已到达清洗目的，后关闭所有活塞。从漏斗注入溶液，启开注液管活塞，溶液就由下而上从注液管进入量管至零点以上，然后通过活塞滴液尖嘴，把溶液准确调至液体的弯月面下缘恰与零点相切，然后再将盛有所需滴定的试液器皿，移到滴定管的下端进行滴定操作。

【用途】：适用于科研、大专院校及工矿企业等单位化验室作少量液体校正确的滴定，特别是做微量分析时更适用。

本产品的加工定制是是，品牌是北玻帆船，型号是10ml，类型是微量滴定管，材质是玻璃，允许误差是 ± 0.025 (ml) ，颜色是白色