

# 气相色谱仪GC-6890A

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 气相色谱仪GC-6890A                           |
| 公司名称 | 天津豪岭科技有限公司                              |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 品牌:豪岭<br>型号:GC-6890A型气相色谱仪              |
| 公司地址 | 天津市武清区曹子里乡花城中路东侧综合办公楼<br>205-02 (集中办公区) |
| 联系电话 | 02229552729 15620299721                 |

## 产品详情

gc-6890a型气相色谱仪采用原装日本进口电路技术，集成性好、抗干扰能力强，较好的稳定性。五阶程序升温功能。智能化的后开门系统配上更加合理的进出口风道设计，使柱室降温速度非常快（例如在其它各室温在280 时，柱温从280 降至50 并稳定下来共需5分钟）。

主要性能特点：1.该机同行内首创载气断气保护功能（自动断电并报警），最大限度保护色谱柱及tcd钨丝等不受损坏。2.采用全新人性化、双cpu设计，控温精度高于+0.1 ，并具有极限温度过载保护功能。3.液晶显示器具有可调背景等功能，显示内容更加丰富、直观。键盘设定各种操作参数，并具有断电保护功能。4.具有宽范围的故障自诊断功能，可帮助用户方便判断出故障方位。5.预留有较大的扩展空间，随时可选配tcd、fpd、npd、ecd检测器，以及气体进样器、转化炉等。该主机可同时安装四种检测器，且可单独控温，达到一机多用。6.具有六路独立的控温区域。各汽化室、检测器及放大器均采用模块化设计。安装更换非常方便。7.经选配该机可同时安装小口径毛细管柱、大口径毛细管柱以及填充柱，各种色谱柱安装方便、可靠，其中小口径毛细管柱专用汽化室具有分流/不分流、隔膜吹扫和尾吹系统。主要技术指标：1. 主机1.1可同时安装氢火焰检测器、热导检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器1.2仪器共有六个控温点,可进行五阶程升控制；进样器、各检测品均有独立控温1.3仪器设有两个进样口、汽化装置及独立的毛细管进样装置。1.4仪器具有三个独立气路、三个独立电路系统、三个信号输出端2.

柱箱2.1柱箱体积大，可同时安装三根色谱柱2.2采用微机控制温度，人机对话，可实时显示各点温度2.3柱箱温度：室温+5 ~ 400 精度：+0.1 2.4五阶程序升温，各阶恒温时间0 ~ 999.0 min，增量0.1mi，温度增量0.1

高灵敏度检测器参数，确保数据的准确性

| 参数  | 氢火焰检测器 | 热导池检测器 | 电子捕获检测器 | 火焰光度检测器 | 氮磷 |
|-----|--------|--------|---------|---------|----|
| 检测器 | (fid)  | (tcd)  | (ecd)   | (fpd)   | (  |

|       |                                         |                    |                                     |                                        |                 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 检测限：  | m 1 × 10 <sup>-12</sup> g/s<br>(苯、二硫化碳) | s 4000mv.ml/mg (苯) | m 1 × 10 <sup>-13</sup> g/ml(r-666) | mp 2 × 10 <sup>-12</sup> g/s<br>(1605) | mf 5 ×<br>偶氮苯)  |
|       |                                         |                    |                                     | ms 5 × 10 <sup>-11</sup> g/s (噻吩)      | mf 1 ×<br>马拉硫磷) |
| 基线漂移： | 0.3mv/0.5h                              | 满刻度的3%/h           | 满刻度的3%/h                            | 满刻度的3%/h                               | 满刻度3            |

天津豪岭科技有限公司

tianjin hao ling technology co., ltd.

公司地址：天津市武清区花城产业园花城中路芳菲大厦28-4-602室

邮编：301727

电话：022-29552729

手机：15620299721、13132002837

qq:625215723

传真：022-29552729

公司邮箱：625215723@qq.com

网站：<http://www.haolingkeji.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是豪岭，型号是GC-6890A型气相色谱仪，重量是30 (kg)