

各种优质进口固相萃取填料

产品名称	各种优质进口固相萃取填料
公司名称	宁波海曙恒隆实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口分装 型号:40-75umC18(封端), C18(未封端), C8, CN, NH2, PSA, SAX, COO
公司地址	中国 浙江 宁波市海曙区 宁波市鄞州区长乐长兴路3弄7号 业务电话13003763528, 1348
联系电话	86 0574 81961137/56251673 13003763528

产品详情

吸附填料

florisil (硅酸镁), pesticarb (石墨化碳碳黑), 氧化铝 (alumina-n, 中性; alumina-a, 酸性; alumina-b, 碱性)。吸附的提纯的目的。吸附填料经过严格控制的活化处理, 具有高净化效果, 高回收率和高重现性的优良特性, 广泛应用于实验室和工业。典型的应用包括家喻户晓的苏丹红, 孔雀石绿的样品前处理。

混合型填料

c8/scx ; pesticarb/nh2 ;

固相萃取 (solid-phase extraction, 以下简称spe) 是一种常用的样品处理技术, 主要用于复杂样品的分离、纯化和富集。与液-液萃取技术相比, spe技术具有更高的选择性和良好的重现性。此外, 固相萃取还具有引入杂质少, 回收率高, 溶剂用量少, 操作简单, 处理速度快, 自动化程度高等优点。

硅胶基质的填料

c18 (封端), c18 (未封端), c8, cn, nh2, psa, sax, cooh, prs, scx, silica, diol, 均采用高品质, 高纯度硅胶, 并有效降低了硅胶的表面活性, 最大程度地降低了极性化合物的不可吸附和脱尾, 使样品的回收率和重现性得到显著提高。孔径: 60 Å, 孔体积: 0.8cm³/g, 比表面: 480m²/g。

高分子聚合物固相萃取填料

mcx pep, pax, pcx, hxn, ps, 是以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质的固相萃取填料, 具有高纯度, 高比表面的特点。ps是未改性的聚苯乙烯/二乙烯苯, 属于非极性萃取填料; pep是改性的聚苯乙烯/二乙烯苯, 极性极强, 相当于ps和pep之间, 是为磺酰胺除草剂的提取专门开发的极性萃取填料, 也可用于其他极性或非极性化合物的提取。平均孔径: 80 Å, 比表面: 600m²/g。