

订做不锈钢真空反应釜,玻璃真空乳化反应釜,高剪切优质真空反应釜

产品名称	订做不锈钢真空反应釜,玻璃真空乳化反应釜,高剪切优质真空反应釜
公司名称	上海翼控机电有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:可选 适用物料:可选
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2239室D座
联系电话	13611730235

产品详情

订做不锈钢真空反应釜,玻璃真空乳化反应釜,高剪切优质真空反应釜 化妆品行业 医药研发 保健品行业 高分子材料行业 高剪切真空分散乳化机 高剪切混合分散乳化机,高剪切均质分散乳化机

用于实验室的分散、混合、乳化、均质、溶解。可在真空或压力的工况下，通过玻璃釜观察整个对物料进行的搅拌、均质、乳化、分散、混合等的反应过程。

订做不锈钢真空反应釜,玻璃真空乳化反应釜,高剪切优质真空反应釜 化妆品行业 医药研发 保健品行业 高分子材料行业 高剪切真空分散乳化机 高剪切混合分散乳化机,高剪切均质分散乳化机

应用范围列举：

- 在制药和化妆品行业生产乳酪，洗液，乳液以及脂的制备
- 将固体，如碳酸钙，滑石粉，氧化钛等与乳液混合
- 将添加剂和固体聚合物与矿物油混合
- 在液体和聚合物中研磨和分散固体和纤维。

可同时测量物料的温度、压力、粘度、ph等。也可对物料进行加热或冷却。 型号---lr2000
1l/2l/5l搅拌转速范围---50-500rpm真空度---
-0.1-0mpa升降方式---手动平衡型/电动型标配均质乳化机---y25/25g

搅拌浆形式---刮壁式可选搅拌浆---锚式/溶解式/叶片式

反应釜---玻璃反应釜/不锈钢反应釜接触物料材质---sus304/sus316l/ptfe

参数配置

yk2000-2l设备组成

- 一、 反应釜系统
- 二、 乳化系统
- 三、 搅拌系统
- 四、 测温系统
- 五、 升降系统
- 六、 真空系统
- 七、 水浴系统

技术数据

最小允许搅拌量：300ml

最小允许乳化量：500ml

最大允许工作量：2000ml

主要接触物料材质:316l不锈钢

工作压力范围：-0.1--+0.1mpa

设备尺寸 (mm):400*390*780

乳化系统

y25高剪切分散乳化机

1.技术参数订做不锈钢真空反应釜,玻璃真空乳化反应釜,高剪切优质真空反应釜 化妆品行业 医药研发 保健品行业 高分子材料行业 高剪切真空分散乳化机 高剪切混合分散乳化机,高剪切均质分散乳化机

输入功率：500w

输出功率：320w

频率：50/60hz

额定电压:ac/220v

速度范围：10000-28000rpm

重量：1.8 kg

2、分散刀头 25sf (处理量100-5000ml)

接触物料金属材质：304不锈钢（316l材质）搅拌系统：

yk120数显型搅拌器

型号：yk120 功率:120w 电源:220v 50hz / 60hz 转速范围:低档：0-500rpm 高档：240-2000rpm

调速方式：无级调速转速显示方式:数字显示

标准工作头配置：挂壁式搅拌桨

接触物料材质：304/316l 订做不锈钢真空反应釜,玻璃真空乳化反应釜,高剪切优质真空反应釜
化妆品行业 医药研发 保健品行业 高分子材料行业 高剪切真空分散乳化机
高剪切混合分散乳化机,高剪切均质分散乳化机

含扭矩增强模块

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是可选，适用物料是可选，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是翼控，型号是YK-2L，生产能力是2（kg/h），每次处理量范围是0-10（千克），功率是500（KW），外形尺寸（长*宽*高）是700*500*460（mm），整机重量是50，规格是标准