

# 实验室用电泳成像分析系统(新型)WD-9413B、紫外分析 254nm

产品名称	实验室用电泳成像分析系统(新型)WD-9413B、紫外分析 254nm
公司名称	北京天驰仪诚生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:六一 型号:WD-9413B
公司地址	北京市丰台区丰北路三路居村203号2幢420室
联系电话	13910735768

## 产品详情

### 详细信息

基本参数外形尺寸 (l×w×h) : 456×435×570mm 反射紫外光源波长 : 254nm、365nm 透射紫外光源波长 : 302nm 紫外光透射面积 : 200×252mm 可见光透射面积 : 280×192mm 用途 : 主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。特点 : 暗箱式, 无需暗室, 可全天候使用 ; \*抽屉式灯箱互换, 使用方便, 防止污染 ; \*具有实时预览、手动对焦功能 ; 紫外滤光镜 : eb专用超多层镀膜滤光镜 ; \*兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。

可在暗室箱中直接进行切胶操作 技术指标 : \*摄像头有效分辨率130万像素 ; 专业的6倍光学变焦镜头 ; 摄像头信噪比 : 62db ; 摄像头像素大小5.2 μ m(h) × 5.2 μ m(v) ; ccd摄像头曝光时间 : 1/100000-1/50sec. ; \*图像自适应增强积分, 有效保证图像清晰, 稳定, 真实 ; 可进行1d、斑点杂交和菌落记数等专业分析。系统配置 : \*采用高性能低照度进口黑白摄像头 ; \*进口专业分析软件 ; 高配置品牌计算机 ; 高分辨率喷墨打印机。功能强大的分析软件1. 图象处理功能 : 调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度 ; 图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。2. 1d分析功能 : \*分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算 ;

可计算出每根条带的迁移率 (pix), 强度 (nt), 净面积值 ; 最大面积值和百分比 ; 泳道的自动识别 (包括弯曲泳道) ; \*具有等高线功能, 可标记出相同分子量的水平线 ; 可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积、迁移率 ; 可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。3. 克隆计数 (蓝白斑筛选) 4. 菌落、斑点杂交5. \*数据结果与ms excel无缝联接6. 软件支持win98/me/2000/xp/windows7

配置详见清单

北京天驰仪诚生物科技有限公司

手机:18810459248

电话:010-62410757

传真：010 - 88593189

网址：www.bdtcyc.cn

公司地址：海淀区上地十街辉煌国际

凝胶成像分析系统低价批发,保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则,

欢迎来电咨询,我们以最优质的产品和实惠的价格让您满意!

本产品的加工定制是否，品牌是六一，型号是WD-9413B，种类是分析系统，紫外功率是波长：254nm、365nm,（W），紫外波长是反射紫外光源波长：254nm、365nm透射紫外光源波长：302nm，适用范围是主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。，实验室用凝胶成像分析系统是100