

# 蔬菜农残速测仪 农残快速检测仪RP100 型号齐全

产品名称	蔬菜农残速测仪 农残快速检测仪RP100 型号齐全
公司名称	上海沛欧分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海沛欧 灵敏度:0.01
公司地址	上海市金山区朱行镇亭卫公路6558号197室
联系电话	021-64086301 13817152945

## 产品详情

---

---

便携式农残速测仪:

### 简单介绍

仪器本身内置两种测定模块（抑制率测定、残留农药快速测定）采用流行的残留农药快速检测方法-两点法抑制率测定方法使用配套的软件,可将保存在仪器内部的测定数据上传到电脑,更有效地进行数据管理

便携式农残速测仪的详细介绍

便携式农残速测仪应用范围

有机磷和氨基甲酸酯类农药是我国农业生产中大量

使用的杀虫剂，该类农药能抑制人体内乙酰胆碱酯酶的生理活性，使用了含有这二类农药残留超标的农产品后，会导致使用者神经传导受阻，引起神经麻痹甚至死亡。rp-100型农药残毒速测仪，是按国家标准gb/t5009.199-2002所规定的有酶抑制率法测定蔬菜（水果）中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速测定方法所开发的检测仪器。

便携式农残速测仪仪器性能特点:仪器本身内置两种测定模块（抑制率测定、残留农药快速测定）

采用流行的残留农药快速检测方法-两点法抑制率测定方法

使用配套的软件,可将保存在仪器内部的测定数据上传到电脑,更有效地进行数据管理技术指标:1.波长及光源:410nm特制led光源2.光度范围:0.000~3.000abs3.显示方式:128\*64lcd4.测定方式:%t.abs.conc.kinetic5.接口:rs2326.电源要求:1.5v\*4aaa碱性充电电池 或dc 6v 1a适配器7.样品架:1cm比色皿

透射比重复： 1% 透射比准确性：± 3% 抑制率示值误差：± 10%抑制率重复性： 5%稳定性： 0.003a/3min

本产品的加工定制是是，品牌是上海沛欧，灵敏度是0.01，稳定度是0.01，使用环境是干燥的环境，产品类型是全新，适用领域是农业，实验类型是农药残留检测，外型尺寸是200\*100\*60（mm），型号是RP-100，产品规格是200\*100\*60