

# 拍打式无菌均质器JYD-400

产品名称	拍打式无菌均质器JYD-400
公司名称	上海五相仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:五相 型号:JYD-400
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沪杭支路24号14幢119室
联系电话	021-67865155 13761135354

## 产品详情

### 产品用途

拍打式无菌均质器jyd-400使饼干、烟草.....稀释和混合等等的均质处理，特别适用于微生物检测样本的制备，样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理。仪器介绍：

拍打式无菌均质器jyd-400使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中，然后将样品袋放入均质仪中，关上门即开始和完成样品的处理。

拍打式无菌均质器jyd-400系统有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。

拍打式无菌均质器jyd-400系统减少了样品的处理和准备时间，通常30-60秒的处理时间是充分的。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。

拍打式无菌均质器jyd-400系统提供多种标准模式，几乎包含分析和研究的所有领域。

### 主要特点

- 1.安静和容易操作；
- 2.拍打式无菌均质器jyd-400全部不锈钢系统；
- 3.为使不同处理量的样品达到最好的均质效果，特设拍击板调节装置（拍击器可调整前后距离）；
- 4.可调整的均质时间；
- 5.固定的或可变的均质速度；
- 6.渐进式均质，卓越的细胞保护；
- 7.无菌一次性滤袋，保证卫生和安全；
- 8.全开启式门，易于清洗；
- 9.玻璃透明窗口易于观察；
- 10.样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗；
- 11.废液槽以防止样品袋泄漏；
- 12.为操作者的安全着想，设计有自动停止霍尔开关装置，以防止操作失误夹伤手指

## 产品参数

有效容积：3~400ml

定时范围：0~999s

可变速度：0~9次挤压/秒，无级可调

显示方式：液晶显示

电机功率：300w

外型尺寸：450×270×290mm

主机重量：17kg

电源要求：220v/50hz

均质袋尺寸：30×17cm

本产品的加工定制是否，品牌是五相，型号是JYD-400，类型是无菌均质器，容量是400（ml），功率是300（w），尺寸是450\*270\*290（mm），重量是21（kg），电源是220V/50Hz，适用范围是用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品，如：肉、鱼、蔬菜、水果、饼干、烟草……稀释和混合等等的均，属

性是属性值