

HN132样品浓缩仪 海能

产品名称	HN132样品浓缩仪 海能
公司名称	河南省泰斯特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海能 型号:HN132样品浓缩仪
公司地址	郑州市金水区南阳路324号院2号楼6层627号
联系电话	13683826528 13903838791

产品详情

hn132样品浓缩仪	
	价格：¥
	pdf文件下载

采用0.01 μm 的氮气过滤器，使氮气更干燥纯净，防止杂质混入

实时温度、运行时间、氮气压力实时显示，让您对整个实验过程一目了然

自动故障检测及报警功能，内置超温保护装置，确保实验更安全

采用自动升降系统，自动调节吹扫针与液面的高度

使用高纯铝做为加热载体，加热迅速、均匀

使用惰性气体对液体进行吹扫，替换饱和蒸汽，进行浓缩

使用惰性气体进行吹扫，可防止试料酸化

四组吹针可独立控制，单独进行吹扫，减少不必要的惰性气体浪费

采用直线升温 and 曲线升温两种加热方式

液晶触摸屏控制，人机交流更顺畅。操作界面人性化设计，清爽简洁

屏幕背光延时功能，时刻体现绿色节能低碳理念

技术参数

控温范围：室温+5 ~ 200

控温精度： ± 0.1

加热方式：整体金属浴

控温方式：pid调节技术

过滤器孔径：0.01 μ m

样品数量： 32个

可设置20种升温曲线

每种升温曲线可设置1-99段

氮气控温范围：室温+5 ~ 80

额定功率：2000w

外形尺寸（长x宽x高）：383mmx497mmx653mm

净重：30kg

应用领域

食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等

制药药检：如中药制药

农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织

环境分析：如饮用水、地下水和污染水水样

商品检验：如检验二恶英、克罗夫特等

生物分析：如血清、血浆、血液、尿液

您可能还对以下产品感兴趣

hn132样品浓缩仪一种基于加热器和气体加热、吹扫组合而成的设备。可用于批

sh220石墨消解仪 量样品的浓缩制备	sh520石墨消解仪& s403废气吸收系统 。通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫	sh230n重金属消解仪 对大批量的样品进行浓缩，使样品制备时间大为缩短	sh230重金属消解仪 。通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫，使待处理样品迅速浓缩，快速分离、纯化从而达到样
------------------------	---	---	---

品无氧浓缩，保持样品更纯净。广泛应用于食品检验、药物筛选、农残检测、激素分析中液相、气相、及质谱分析中的样品批量制备。

本产品的加工定制是是，品牌是海能，型号是HN132样品浓缩仪，类型是浓缩仪

性能特点

内置气体预加热系统对惰性气体进行加热，大大提高浓缩效率、缩短浓缩时间

气体流量可根据屏幕显示实时调节