

微量进样器 浙江 1000ul

产品名称	微量进样器 浙江 1000ul
公司名称	南通华中贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江 型号:1000ul
公司地址	南通市新城小区28幢0103室
联系电话	13962988299

产品详情

1.进样器的使用?在使用前检查进样器，检查针筒是否有裂缝及针尖是否是毛口?排除进样器中残留的样品，用溶剂洗涤进样器5~20次，并弃去前2~3次的废液。?排除进样器中的气泡，把针头浸没于溶剂中，反复的抽排样品。当排除样品时，进样器中的气泡能随着管的垂直变化而改变。?使用进样器时，先将进样器吸满液体，再排除液体至所需进样的体积。

2.进样器的清洗?通常所用的清洗试剂是根据污染物选择的，一般甲醇、二氯甲烷、乙腈和丙酮是常用的。清洗时不能堵塞针头，抽出柱塞，用另一个进样器把清洗溶剂注入，再插入柱塞柔和的把溶剂从针中推出。?消毒模式：用高压灭菌器消毒时必须把柱塞抽出。用乙撑氧（ethylene oxide）?不能把整个的进样器都浸泡在溶剂中，这样容易破坏进样器上键合部分的粘着性。清洗外部时用绵纸或薄纸。

3.进样时..手不要拿注射器的针头和有样品部位、不要有气泡（吸样时要慢、快速排出再慢吸，反复几次，10ul注射器金属针头部分体积0.6ul，有气泡也看不到，多吸1-2ul把注射器针尖朝上气泡上走到顶部再推动针杆排除气泡，（指10ul注射器，带芯子注射器平感觉）进样速度要快（但不易特快），每次进样保持相同速度，针尖到汽化室中部开始注射样品。

本产品的加工定制是否，品牌是浙江，型号是1000ul，类型是微量进样器，规格是其他进样器