

美国哈希HACH实验室电导率仪LA-EC20

产品名称	美国哈希HACH实验室电导率仪LA-EC20
公司名称	上海良星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:LA-EC20
公司地址	上海市金山区亭林镇寺平南路16号611室
联系电话	021-65088556 13127997827

产品详情

la-ec20 实验室电导率仪 产品介绍

la 系列实验室电导率仪是哈希公司继全数字hqd系列和模拟信号sension+系列后推出

高品质基础型台式仪表系列产品，可满足中小工业企业，污水厂，自来水厂及教学等领域测量电导率的基本需要。该系列产品根据用户在测量过程中的使用习惯和常见困难进行特别创新，帮助用户更快捷、方便地进行测量，是目前最具性价比的国际品牌产品。

la-ec20 实验室电导率仪 特点和优点

- 2a创新设计，细节体现专业：
 - assistive bar：进度条显示读数过程，数据稳定时自动锁定，并有提示音。帮助用户快速读数，避免猜测结果和读数因而异。贴心设计，品质之选
 - assistive pad：抽屉式简要说明，快速帮助校准和测量，避免错误操作。
 - 全中文界面，仅四按键完成所有操作，使得测量更方便。
 - 4极石墨电导电极，更广的应用范围：0-200ms/cm。
 - 可选择2套标准共7种电导率标准液来进行校准，满足不同需要。
 - 示值误差小，重复性高。
 - 大屏幕高清显示，读数方便。

- 9. 电极支架可调节高度和转向，便于使用。
- 10. 读数锁定有提示音，提醒数据的及时记录，避免误记录。
- 11. 哈希水质分析第一品牌，专业可靠，全球领先

la-ec20 实验室电导率仪 订购指标

规格 详细说明

测量范围

电导率：0.00 μ s/cm - 199.9 ms/cm

总固体溶解量：0.0 mg/l – 199.9 g/l

温度：0 - 100

分辨率

电导率：自动分档

0.00 μ s/cm - 19.99 μ s/cm : 0.01 μ s/cm

20.0 μ s/cm - 199.9 μ s/cm : 0.1 μ s/cm

200 μ s/cm - 1999 μ s/cm : 1 μ s/cm

2.00 ms/cm - 19.99 ms/cm : 0.01ms/cm

20.0 ms/cm - 199.9 ms/cm : 0.1ms/cm

总固体溶解量：自动分档，同电导率

温度：0.1

电子单元测量误差 电导率： $\pm 0.5\%$ f.s.

总固体溶解量： $\pm 0.5\%$ f.s.

温度： ± 0.3

准确度等级 0.5级

环境温度 5 - 40

操作湿度 <80%

电导率输入 mini din

显示屏 lcd

键盘 pet , 经防护处理

尺寸 175 × 201 × 62.5 mm

重量 约760g

仪表外壳 ip42

电源要求 (外部) (220 ± 22) v / (50 ± 1) hz

仪表保护等级 ii 级

la-ec20 实验室电导率仪 订货指南

订货号 描述

laec20kit la-ec20套装 , 含laec401电导率电极

laec401 laec401电导率电极 , 电极常数0.45 (± 10%) , 1m线缆

lzw9701.99 电导率标准溶液147 μ s/cm , 带证书 , 125 ml

lzw9711.99 电导率标准溶液1413 μ s/cm , 带证书 , 125 ml

lzw9721.99 电导率标准溶液12.88 ms/cm , 带证书 , 125 ml

lzw9700.99 电导率标准溶液147 μ s/cm , 带证书 , 250 ml

lzw9710.99 电导率标准溶液1413 μ s/cm , 带证书 , 250 ml

lzw9720.99 电导率标准溶液12.88 ms/cm , 带证书 , 250 ml

2964349 胃蛋白酶清洗液

2965249 电极清洗液

1481253 0.1 n hcl溶液

2378900 酒精 , 95% (油脂、油、脂肪)

本产品的加工定制是否 , 品牌是HACH/哈希 , 型号是LA-EC20