

自动进样器 气相色谱分析仪器

产品名称	自动进样器 气相色谱分析仪器
公司名称	浙江爱吉仁科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAJR 型号:2100
公司地址	中国 浙江 衢州市 浙江衢州市通衢北路106号
联系电话	86-0570-8016081 15157000861

产品详情

产品优势：

- 1) 7英寸大尺寸液晶屏，全屏幕触摸操作，无按键，能够实现全自动进样控制。
- 2) 高精度进口步进电机及驱动，极大提高分析的准确性和重复性。
- 3) 支持多种样品盘及样品瓶规格，选择更具灵活性。
- 4) 多种使用功能供用户选择，以满足不同类型用户的需求。
- 5) 兼容国内外多种型号气相色谱的控制信号，轻松实现从进样到数据采集的自动控制。
- 6) 五种标准定义方法和五种自定义方法，满足大多数情况的样品分析。
- 7) 优先进样模式，保证进样序列不被中断的前提下，同时兼顾其他样品的分析。
- 8) 多种进样模式选择，兼顾手动进样，进样更稳定，定量更准确。
- 9) 实现同时对两个进样口进行交替进样，每个进样口都可以选择自己的样品，进样量，进样延迟等

主要的技术参数：

注射器规格：1-500ul 最大排气泡次数 20 样品盘规格：100
进样前驻留时间：0-100s 样品瓶规格：1.5ml 进样前驻留时间：0-100s
样品序列：1-100 粘度延迟时间：0-100s 方法选择：1-10
进样速度：0.1ul/s-100ul/s 最大进样时间间隔：9999s 取样精度：1/0.01 最小进样量：0.1ul
进样模式：3 最大进样量：500ul ptv最大时间间隔：0-9999s
支持进样口：2 两进样口延迟：0.5-10min 最大洗针次数：20

本产品的加工定制是是，品牌是WAJR，型号是2100，测量范围是0.1-500ul，测量对象是气相液相色谱分析，控温范围是1100（ ），功率是220V电压（w），尺寸是1.5ml9mm（mm）