

不锈钢隔膜压滤机 不锈钢实验室隔膜压榨压滤机

产品名称	不锈钢隔膜压滤机 不锈钢实验室隔膜压榨压滤机
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB/XAGY-0.6/250-15 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

不锈钢隔膜压滤机

产品简介：上海信步科技有限公司制造的小型实验隔膜压滤机国内首创，有过滤-洗涤-过滤-吹干功能，同机完成上述功能动作。机架采用304不锈钢，牢固美观，手动液压压紧且可螺丝锁紧，保压压紧可靠，高压聚丙烯隔膜板，隔膜压榨效果好，不锈钢隔膜压滤机作为物料实验过滤设备，可对多种物料实现过滤实验，过滤-鼓膜压榨-吹干使固体物更干，如洗涤可节水35%，不锈钢隔膜压滤机耐酸碱防腐蚀，固液分离时的固体物含水率在10%-60%以内，是科研单位获取各种实验数据和放大生产设备选型和小批量生产必备过滤设备。

上海信步制造的shxb-系列的实验室不锈钢隔膜压滤机，具备小样实验、中试和小批量生产的功能，过滤-排液吹干-滤饼固体物压干-物料洗涤可在线完成，shxb不锈钢隔膜压滤机在大专院校，中科院的各研究院、多个国家重点实验室和众多企业实验室得到广泛采用。我公司生产售出的产品，都有技术资料和使用单位信息备档，以便后续跟踪服务。上海信步实验室不锈钢隔膜压滤机特点是：在使用过程中，有效缩短了过滤时间,操作简便，维护简单，过滤拦截精度由滤布调节。实验室不锈钢隔膜压滤机是由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室，在输料泵的压力作用下将浆料输入滤室，通过过滤介质（滤布）将浆料中的固体和液体分离，当浆料中的固体形成滤饼后，向隔膜板通入压缩空气，对滤室内的固体充分压榨，降低含水率，隔膜压滤机的使用节省了功率消耗，提升滤饼干度，降低固体物的含水率。隔膜压榨对静态过滤结束后的滤饼进行二次压榨，使滤饼的结构重排，致密度加大，从而置换出一部分水分，提高了干度，shxb-系列不锈钢隔膜压滤机抗腐蚀能力强，基本适用于所有固液分离作业；隔膜滤板具有抗疲劳、抗老化、密封性能好等特点。

上海信步科技有限公司是国内著名过滤工艺设计和系统工程制作与过滤设备制造商，有不锈钢过滤器*过滤器*压滤机*带式过滤脱水机*实验室过滤设备生产五大类系列过滤产品，位于上海市嘉定区江桥镇华江路459号2#，具有综合过滤实验室和专家组，过滤是一个很特别的专业，我们和客户的合作模式不是简单的卖产品，而是与客户从小试、中试到放大生产一体化完成，确保技术应用、工艺设定和过滤设备使用

准确无误。

参数表：

型号			shxb-0.6/250-15u	shxb-1/250-15u	shxb-1.5/250-15u
参数项目（单位）					
整机外形尺寸	长度	mm	1350	1500	1650
	宽度	mm	500	500	500
	高度	mm	600	600	600
过滤面积		m ²	0.6	1	1.5
滤板数量		pcs	9（4块隔膜板3块配板2块防腐板）	13（6块隔膜板5块配板2块防腐板）	17（8块隔膜板7块配板2块防腐板）
滤板直径		mm	250*250	250*250	250*250
滤饼厚度		mm	15	15	15
过滤压力		mpa	0.6	0.6	0.6
压紧压力		mpa	2	2	2
鼓膜压力		mpa	0.8-1.6	0.8-1.6	0.8-1.6

排液方式	-	暗流	暗流	暗流
进料方式	-	角进料	角进料	角进料
压紧方式	-	手动液压压紧	手动液压压紧	手动液压压紧
卸料方式	-	人工卸料	人工卸料	人工卸料
滤板材质	-	增强聚丙烯	增强聚丙烯	增强聚丙烯
机架材质	-	不锈钢	不锈钢	不锈钢
制造标准	-	jb/t4333-2005		