

LU-502农药残留快速检测仪

产品名称	LU-502农药残留快速检测仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:LU-502
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

lu-502农药残留快速检测仪，可广泛应用于蔬菜、水果及食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测仪。

lu-502农药残留快速检测仪的特点：

- 1.采用最新颁布的国标法或国标改良法，定量检测出食品中农药残留的含量。
- 2.全英文大屏幕液晶显示(240*128点阵)，实时测量数据显示，历史测量数据显示，记录显示测量组的年、月、日、时、分的数据，方便快捷。人机交互式操作，体积小、重量轻，携带方便。
- 3.仪器采用单片机智能控制，使用方便，具有测量、设置、保存、打印和测量曲线制作以及浓度曲线校正等功能，自动化程度非常高。
- 4.仪器具有校准功能，测量精度高，数据存储量大，可保存多达4800组测量数据，检测1600种不同的食品中农药残留的含量值。仪器可直接连接微型打印机，打印用户指定时间的实时历史数据；通过rs232通讯接口与台式计算机、便携计算机连接，直接上传仪器的实时/历史数据。
- 5.前处理设备及配套试剂齐全，无须添加任何器具即可进行样品检测。
- 6.lu-502农药残留快速检测仪具有中文版、英文版、繁体版显示，可根据客户要求订做。
- 7.纯合金金属外壳，轻巧耐用，防震防撞，适合执法车车载，寿命最低5年，全国首创。
- 8.仪器获福建省质监局检测合格报告书。

lu-502农药残留快速检测仪指标：

名称	测量范围	测定下限
农药残留	抑制率0-100%	0.1-0.3 mg/kg

仪器测量准确度：±2.0%

仪器测量重复性：±1.0%

仪器稳定性：±0.002a / 3min

仪器测量通道数：12通道

仪器通讯接口：rs-232

仪器打印机：外接微型台式打印机

仪器电源：220v/ac 50hz

仪器外型尺寸：283 × 154 × 91 mm

仪器重量：2.3 kg

lu-960hac5t1v2000、lu-960hbc5t1v2000、lu-960hcc5t1v2000、lu-960hdc5t1v2000、lu-960hec5t1v2000、lu-960hfc5t1v2000、lu-960hgc5t1v2000、lu-906maj100000、lu-906mbj100000、lu-906mcj100000、lu-906mdj100000、lu-906mej100000、lu-906mfj100000、lu-906mgj100000、

lu-906maj200000、lu-906mbj200000、lu-906mcj200000、lu-906mdj200000、

lu-906mej200000、lu-906mfj200000、lu-906mgj200000、

lu-906mat00000、lu-906mbt00000、lu-906mct00000、lu-906mdt00000、

lu-906met00000、lu-906mft00000、lu-906mgt00000、

lu-906mat100000、lu-906mbt100000、lu-906mct100000、lu-906mdt100000、

lu-906met100000、lu-906mft100000、lu-906mgt100000、