无线遥控电子按摩仪,锂电池充电长时间供电使用

产品名称	无线遥控电子按摩仪,锂电池充电长时间供电使 用
公司名称	深圳市舒思盾电子科技有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:舒思盾 型号:JCE-202
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍工业园
联系电话	0755-29100680 18926777108

产品详情

无线遥控电子按摩仪,锂电池充电长时间供电使用

主营产品:公司主营眼部按摩仪、数码经络按摩仪、语音按摩仪、语音足底按摩仪、颈椎按摩仪、止鼾器、电子按摩仪、无线腰部按摩仪、纳米美容喷雾仪等各类家用电子按摩仪,厂家生产直销,纯专利产品,欢迎广大顾客来电咨询选购。

订购电话:

郑小姐:18926777108

金先生: 15889780509

经络综合理疗仪结合了物理学、仿生学、生物电学、传统中医经络学等原理,根据人体不同经络,设计了锤疗、按疗、拍疗、捏疗、压疗、循环组合6种模式,多管齐下,能迅速打通人体经络,促进血液循环,软化疼痛部位周围韧带,通经活络,对肩、腰、腿、手臂或身体其他部位疼痛的理疗效果显著。

产品特点:

- 1.无绳控制
- 2.哪痛就按哪,摆脱原始按摩器够不着的烦恼

- 3.小巧轻盈,方便携带,是您居家保健的不二人选
- 4.新工艺、新发明、新专利,让你有不一样的感受

产品的保养及储存方法

- 1) 清洁主机:用软布擦试,切勿请主机打湿,切勿用过湿的毛布擦试主机,以免水渗入主机内,切勿使用稀释剂、汽油或其它易发挥液体;
- 2) 清洁按摩贴片:贴片上的脏物可用沾湿的布擦试,或用清水冲洗立即晾干后可重复使用;
- 3) 存放:将按摩仪放置小孩拿不到的地方,应远离潮湿、高温、太阳直射及水溅等地方;

运输:

产品设置有简易防振设施,适合航空、铁路、公路及轮船运输,应避免雨、雪淋溅,倒置和碰撞。

储存:

储存期超过6个月时,应开箱检查,并做通电半小时处理;

不能紧靠地面、墙壁和房顶;

室内应通风良好,避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀;