Oxi 7310稀释法BOD测量仪

产品名称	Oxi 7310稀释法BOD测量仪	
公司名称	厦门千载环保科技有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	厦门市思明区仙阁里136号706室之二	
联系电话	0592-5804168 18030140115	

产品详情

产品简介

- *usb接口用于数据快速传输
- *数据输出格式为.csv或者内置打印机输出
- *连接自搅拌电极stirrox® g
- *epa方法

实验室溶解氧测量仪用于bod测量。符合en 1899-1/en 1899-2标准。稀释法测量bod是官方epa方法。样品在20 的入恒温箱之前的溶氧值与5天后从恒温箱取出测量的溶氧值之差就是bod5的值。

结合具有自动启动/停止功能的stirrox@g传感器, inolab ® oxi 7310适合常规测量bod5测量。

主要特点

*bod/耗氧测量

- *符合din en 1899-1生化需氧量计算方法
- *符合din en 1899-2耗氧量计算方法
- *可调节培养时间,5~30天

使用自搅拌溶解氧电极---同时搅拌和测量

- *操作一步到位,便于多次快速测量
- *流量恒定,保证了良好地再现性
- *可以立即准备测量—不需极化时间
- *极低的溶解氧自我损耗,只损耗0.008 µ g h-1 (mg/I-1)
- *无零点漂移—无需零点校准
- *配备有校准存储保护套oxical®-st
- *溶氧膜寿命长,超过6个月
- *温度补偿,内置2个温度传感器
- *具有膜泄露监控功能---当膜损坏时,仪器会提示用户

二、产品参数

技术参数					
尺寸	240 × 190 × 80 mm				
重量	0.8 kg				
机械结构	防护等级	ip43			

环境条件	保存	-25 ~ +65		
	操作	+5~+55 , 电源适配器工作时+5~+40		
 \/F	7-8-1/1 NI.	4 - 4		
电源	碱性电池	4aa × 1.5v ,寿命800小时		
		Too 2 totas, ovas amatematical		
功能	存储	自动500/手动5000		
	打印机	可选热敏打印机。		
	usb接口	usb 1.1/usb b(设备)		
修正功能	温度补偿	040 时精度<2%		
115 TT 20 HC	/m/x 11 12	040 FJ#H/X \2/0		
	盐度修正	070.0 sal		
	气压修正	在5001100mbar时通过内置压力传感器自动修		
量程,分辨率,精度				
测量参数	量程	分辨率 精度		
/公主 シ XX	<u>=</u> 11	刀///干 作及		
 溶解氧浓度	0 20.00	0.01 ± 0.5 %测	量	
[mg/l]	0 90.0	0.1		
氧饱和	0 200.0	0.1 ± 0.5 %		
[%]	0 600	1		
[,~]	J 000			
氧分压	0 200.0	0.1 ± 0.5 %测	∥量イ	

[mbar]	0 1250	1	
t[]	0 ~ 50.0	0.1	± 0.1