

# 德国WTW BOD测量附件

产品名称	德国WTW BOD测量附件
公司名称	厦门千载环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区仙阁里136号706室之二
联系电话	0592-5804168 18030140115

## 产品详情

### 产品简介

#### oxitop®测量头&套装

\*一组两个oxitop®感测头（黄色和绿色）

\*升级套装，包括6个感测头，6个样品瓶，6个橡胶套，6个搅拌子以及搅拌系统

\*单独的感测头oxitop®/oxitop®-c

为了满足扩展需要及应用，oxitop®和oxitop®-c是灵活且可扩展的。它们可在不同的套装中使用。

#### bod测量搅拌系统底座

#### is 6 和 is 12搅拌系统底座

is 6和is 12搅拌系统底座专门用于oxitop®系统进行bod测量。采用特殊

的软件来控制搅拌速率，可有效防止搅拌子被拌住或来回摆动。所采用的搅拌速率刚好使气体交换达到一个完美的状态。搅拌系统底座没有机械移动件，不会磨损，可长期工作免维护。

### is 6-var搅拌系统底座

is 6-var搅拌系统底座是专门设计用来安放大容量的样品瓶，它有6个样品放置位置。is 6-var外形整体尺寸跟is12相同。

### 测量头安放支架

用来安全存放oxitop®测试系统及oxitop®-c测量头。每个支架能存放6个测量头。

### 标识环

用来识别 oxitop® 仪器的bod样品瓶。

### 用于oxitop®系统的各种容量的溢流瓶

除了标配的164 ml和432 ml溢流瓶之外，wtw还可以提供22.7 ml，43.5 ml，97 ml，250 ml和365 ml的溢流瓶。

### oxitop®系统质量控制测试套装

有2种检定装置，用来检测测试结果的精度和系统的密闭效果。可在控制器中启动aqa功能定时检测标定仪器。这些校正药丸属于bod标样，数值大概在308 mg/l左右，具体数值跟不同的批次有关。可用来检定仪器的测试

### oxitop® pt

此配件能够对负压和泄露进行“快速”检查。oxitop®需手动查阅压力数值，oxitop®-c内置压力数据，可自

## 二、产品参数

技术参数			
型号	is 6	is 12	is 6-var
搅拌位置	6	12	6
搅拌速率	程序自动控制	程序自动控制	程序自动控制
	180 ... 450 min-1	180 ... 450 min-1	180 ... 450 min-1
环境温度	保存: -25 ° c ... +65 ° c	保存: -25 ° c ... +65 ° c	保存: -25 ° c ... +
	工作: +5 ° c ... +40 ° c	工作: +5 ° c ... +40 ° c	工作: +5 ° c ... +
尺寸 (高 x 宽 x 深)	67 x 265 x 181 mm	67 x 266 x 350 mm	70 x 350 x 266 mm
电源	变压器100-240v/50/60hz	变压器100-240v/50/60hz	变压器100-240v/