

KH-25ml 50ml 100ml 150ml 200ml 250ml 500ml水热合成反应釜

产品名称	KH-25ml 50ml 100ml 150ml 200ml 250ml 500ml水热合成反应釜
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:华特仪器
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】水热合成反应釜各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

水热合成反应釜容量：25ml 50ml 100ml 150ml 200ml 250ml 500ml

咨询热线：13653852295 15903695372

qq: 876934221 424525138

以下是水热合成反应釜的参考图片：

技术参数：

1. 工作温度： 220
2. 工作压力： 3mpa(表压)
3. 升温、降温速率： 5 /min

产品规格：25ml 50ml 100ml 120ml 200ml 500ml 1000ml

另可根据用户需求设计生产。

用途:

水热合成反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器。水热合成反应釜可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析中的溶样预处理；水热合成反应釜也可用于小剂量的合成反应；还可利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。水热合成反应釜在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法中做样品前处理。是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。可在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞等重金属测定中应用，水热合成反应釜还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器，以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面。水热合成反应釜在样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。水热合成反应釜因此，在石油化工、生物医学、材料科学、地质化学、环境科学、食品科学、商品检验等部门的研究和生产中被广泛使用。

主要特点:

水热合成反应釜压力溶弹外体材料为1cr18ni9ti，内杯材料为聚四氟乙烯。水热合成反应釜采用圆形榫槽密封，手动螺旋坚固水热合成反应釜。水热合成反应釜最高温度可达220 ，（ 压力为3.0mpa ）最高适用压力为3.0mpa。

水热合成反应釜产品特点：

- 1、水热合成反应釜抗腐蚀性好，无有害物质溢出，减少污染，使用安全。
- 2、水热合成反应釜升温、升压后，能快速无损失地溶解在常规条件下难以溶解的试样及含有挥发性元素的试样。
- 3、水热合成反应釜外形美观，结构合理，操作简单，缩短分析时间，数据可靠。
- 4、水热合成反应釜内有聚四氟乙烯衬套，双层护理，可耐酸，碱等。
- 5、水热合成反应釜可代替铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。

技术参数：

型号	容量ml	釜体材质	内衬材质	安全温度
hk-25	25	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-50	50	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-100	100	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-150	150	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-200	200	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-250	250	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-300	300	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-400	400	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200
hk-500	500	1cr18ni9ti	聚四氟乙烯	200

关于签收

客户们！

商品送达时.签收前一定要先检查宝贝是否完整无缺及数量是否正确，如果快递要签字后才给拆的话，您可以让他看着拆后完好再走，如有问题请拒绝签收或及时联系我们，我们会跟快递联合解决！签收后提出问题需要退换的来回邮费买家承担，质疑者请不要签收，谢谢配合！请确认在商品完整无损的情况下签收.否则不经检查而签字而造成的损失由买家自行负责！！！！

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是华特仪器，型号是KH-25ml，容积是0.25（L），电热功率是0.1（Kw），内锅尺寸是15（mm），外径尺寸是25（mm），电机功率是0.2（kw），搅拌转速是0-2000（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封