

新款特价额温枪 埃博拉用测温枪 非接触性额温体温计

产品名称	新款特价额温枪 埃博拉用测温枪 非接触性额温体温计
公司名称	深圳市奥又美科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:奥又美aoeom 型号:AT-8886
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道142号大唐时代广场
联系电话	86-0755-83866156 13603026921

产品详情

产品特点及规格

深圳市奥又美科技发展有限公司 特价额温枪 精准额温枪 能测物体温度额温枪 非接触性额温枪

产品特征：1) 测量范围：32 -43 (90-109.4) 2) 准确度：±0.3 (0.54) 3) 测量距离：5 厘米内最佳 4) 5) 解析度：0.1 (0.1) 6) 操作温度:10 -40 (50-104) 7) 相对湿度:<85% 8) 电源：两节5号电池 9) lcd 10) 产品规格：88*42*175mm (l*w*h) 11) 产品重量：122g (不包括电池) features 1) measuring range：32 - 2) accuracy：±0.3 (0.54) 3) measuring distance：within 5cm 4) automatic stop：7 sec 5) display resolution：0.1 6) operating temperature:10 -40 (50-104) 7) humidity rate:<85% 8) power：aa *2 9) lcd size：31*29mm 10) product size：88*42*175mm 11) product weight：122g (without batteries) 特价额温枪 精准额温枪 能测物体温度额温枪 非接触性额温枪 产品精确的非接触式测量，至高准确度，进口红外探测系统 2) 可选择的 和 相互转换 3) 自动数值记录和自动关机 4) 32组自动记忆，不使用七秒内自动关机 4) 自动选择量程和分辨率为0.1 (0.1) 5) 带背光的液晶显示屏 任何情况下均可清晰读数 (晚间测温方便至极) 6) 主要用于家庭，出入境口岸、机场、车站、码头、医院、

写字楼等公共场所人体温度的检测，便于筛检具有发热症状的病人以减少传染和疫情蔓

延。 strength of products 1) precise non-contact measurements 2) built-in laser pointer 3) user selectable or 4) a display resolution 0.1 (0.1) 5) automatic data hold & auto power off 6) set alarm value (the alarm threshold default val lcd display 8) memorization of the last 32 measurements

特价额温枪 精准额温枪 能测物体温度额温枪 非接触性额温枪

产品图片

公司介绍

深圳市奥又美科技发展有限公司

深圳市奥又美科技发展有限公司为奥又美（香港）科技发展有限公司下属控股产业，公司拥有自营进出口权。奥又美科技公司经过10年多的高速发展，下设家庭保健电子事业部和个人健康消费电子事业部，专注于健康电子产品。

奥又美科技公司自主开发的重点产品包括电子体温计、健康人体电子秤、计步器、电子血压计等。公司产品远销全球100多个国家和地区。目前全球越来越多的人开始认识和使用“奥又美”系列产品，“奥又美”品牌已成为与国际市场需求相接轨的品牌。

奥又美公司以全球性健康电子产品为研发导向，以质量为根本，不断创新，将高新技术和人类健康生活理念相结合，掌握独立自主的核心技术，拥有多项国家级科技成果和20多项专利。奥又美科技公司本着“荣誉、责任、诚信”的企业精神，“以人才为根基”，充分发挥每个员工的主动性和创造性，在激烈的市场竞争中不断发展壮大。销售的产品出口至欧美、中亚、非洲、日本、韩国、东南亚、港台等100多个国家和地区，目前经营品牌有“aomaymei”。

奥又美公司建立了完善、高效、科学的管理体制和经营模式，形成了产销一体化的经营体系，凭借诚信的经营理念，赢得了广大客户携手合作，共创美好未来。

奥又美公司建立了完善、高效、科学的管理体制和经营模式，形成了产销一体化的经营体系，凭借诚信的经营理念，赢得了广大客户携手合作，共创美好未来。

公司售后服务

公司研发图片

公司生产图片

公司参展图片

特价额温枪 精准额温枪 能测物体温度额温枪 非接触性额温枪

联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道皇都广场a座

联系电话：13603026921

传真号码：0755-83866005

腾讯qq：2602059394

使用方法

特价额温枪 精准额温枪 能测物体温度额温枪 非接触性额温枪

at-8886 额温枪的使用方法 简单操作

最上面的按键是用来设置：背光的开关；红外线的开关

测量扳机：用来开机，测量

左右两个键是用来查看存储的测量值的。在设置状态下，是用来调整的。

最下面的按键是用来转换摄氏度和华氏度的，常按可以进入设置界面，如下：

f1 - 高温预警设置 (最高温43 °，最底32 °；按左键调高，按右键调低，按mode键确定设置，按测量键退出)

f2 - 校准设置 (-5.0 ° 至5.0 °，按左键调高，按右键调低，按mode键确定设置，按测量键退出)

f3 - 哔哔声开关 (按左右键选择开关，按mode键确定设置，按测量键退出)

f4 - 人体，物体切换 (body =人体温度; surf =物体温度，按mode键确定设置，按测量键退出)

本产品的建议零售价是¥198.00，品牌是奥又美aoeom，型号是at-8886，类型是非接触式，适用对象是人体测温仪，测量范围是32 -43 (90-109.4)，测量精度是±0.3 (0.54)，分辨率是0.1 (0.1)，尺寸是88*42*175mm (l*w*h) (mm)，重量是122g (kg)，加工定制是是，可测量人体温度是是，可测量物体温度是是