

实验室仪器 数显低速离心机

产品名称	实验室仪器 数显低速离心机
公司名称	金坛市城东超韵实验仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:管式离心机 结构类型:台式
公司地址	金坛市通达路1-3号
联系电话	86-051982311477 15995007999

产品详情

产品全名:xz-5a低速离心机

最高转速:5000r/min

最大容量:24*10ml

产品价格:0731-88137982 18874279499

产品特点:xz-5a低速离心机采用微机控制，数字显示，无刷电机，操作方便，噪音低，工作效率高，是医学、生物化学实验室对血清、血浆、放射免疫理想产品。

产品报价表	产品报价
产品名称	xz-5a低速离心机
产品型号	xz-5a
产品价格	
产品特点	xz-5a低速离心机采用微机控制，数字显示，无刷电机，操作方便，自动平衡，噪音低，工作效率高，是医学、生物化学实验室对血清、血浆、放射免疫理想产品。

产品性能:
仪器特点

xz-5a低速离心机采用微机控制，数字显示，无刷电机，操作方便，自动平衡，噪音低，工作效率高，是医学、血清、血浆、放射免疫理想产品。

技术参数

型号	xz-5a低速离心机
最高转速	5000r/min
最大相对离心力	2960 × g
电机	无刷电机
控制方式	微机控制
定时范围	0~99min
电源	ac220v 50hz 5a
重量	22kg
外型尺寸	480 × 400 × 300mm(l × w × h)

转子参数

转子型号	最高转速	最大容量	最大离心力
no.1水平转子	5000r/min	24 × 5ml	2960 × g
no.2水平转子	5000r/min	24 × 10ml	2960 × g
no.3水平转子	5000r/min	12 × 15ml	2960 × g

用途和使用范围

xz-5a低速离心机可广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学等领域，是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。

结构与特点xz-5a低速离心机采用整机微机控制，数显触摸面板，直流无刷电机，噪音小，操作简便，具有保护感应功能和自动失衡检测功能，安全可靠，不锈钢离心腔。

安装要求(1) 台面坚实.平整,防止离心机在工作时产生振动或仪器移动.(2) 电源具有独立地线,严禁零线与地线共用xz-5a低速离心机四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电气元件的干扰.(4) xz-5a低速离心机放置水平,确保四个橡胶机脚均匀受力

本产品的加工定制是是，类型是管式离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是化学品，结构和分离要求是分离机，品牌是超韵，型号是XZ-5A，应用领域是化工,食品,制药,石油,煤炭,水处理,医用、制药,冶金，产品类型是全新