

# 精科授权苏州现货供应 GC112A型气相色谱仪

产品名称	精科授权苏州现货供应 GC112A型气相色谱仪
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海精科 型号:GC112A
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

## 产品详情

### 产品描述

#### 应用范围

适用于环境保护、大气、水源等污染的痕量检测；毒物的分析、监测、研究；生物化学；临床应用；病理和病毒研究；食品发酵；石油化工；石油加工；油品分析；地质、探矿研究；有机化学；合成研究；卫生检疫；公害检测分析和研究。

#### 产品简介

产品特点:全新设计的gc112a微机温度控制系统，采用了国际先进的控制技术。控温精度高（优于 $\pm 0.05$ ），可靠性和抗干扰性能优越

键盘设定各种控制和使用参数（包括检测器操作参数，机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定等功能。可准确显示各路温控设定值、实际值、tcd桥流、fid放大器灵敏度、保留和分析时间等

具有五路独立的控制区域：柱箱、进样器、检测器、热导池、辅助器

可实现五阶程序升温。具有柱箱自动降温即后开门功能，实现快速冷却

仪器基型配有双氢火焰离子化检测器（fid），可选配gc112a-tcd热导池检测器、气体进样阀、转化炉等附件。可同时安装二种检测器(fid和tcd)，且检测器灵敏度高（如fid的测试结果：mt 1x

10-11g/s)，稳定时间短，喷口的清洗和安装方便

可容易方便地安装填充柱和毛细管柱(0.53大口径柱或小口径柱)，且附件中有全套的毛细管分流进样接头和尾吹接头(不须另外付费)。可选配分流/不分流进样器、0.53mm大口径毛细管柱直接进样器

仪器可进行填充柱分析或毛细管柱分析，可实现多种进样方式。填充柱：柱上进样、瞬时汽化进样、气体进样。毛细管柱：分流进样、不分流进样，0.53大口径柱直接进样。

仪器具有双气路、双进样器、双填充柱系统结构，可有效地实时抑制基线波动及漂移，适合于程序升温分析。精确的刻度式气路控制阀件，具有高重现性和稳定性。

仪器具有自动开启和自动关闭温度控制系统、数据永久保存、文件存储及调用、过温保护等先进功能

且有rs232接口，与fj-2000色谱工作站相连，不仅能实现数据处理还可与主机进行双向数据通讯和反控，即在一台微机上完成温度、检测器参数设置和监视，以及数据处理参数的设定

大容量柱箱(300mmx280mmx270mm)方便安装毛细管柱和双填充柱，内藏式加热丝结构，更有利于石英毛细管柱分析

仪器附件有全套的净化器、减压阀、气路管、扳手工具、注射针和各类接头，用户仅须准备气源即可。以上附件也无须另外付费

采用cad设计技术，机械零件是在进口立式hitachi数控加工中心和amada数控冲床等先进设备上实施加工，机械精度高，结构可靠，且外型美观，极富人性化

本产品的加工定制是否，品牌是上海精科，型号是GC112A，测量范围是详见参数，测量对象是详见参数，控温范围是详见参数( )，功率是详见参数(w)，尺寸是柱箱(300mmx280mmx270mm)(mm)，重量是详见参数(kg)