

LC-20A岛津液相高效色谱仪

产品名称	LC-20A岛津液相高效色谱仪
公司名称	武汉兴业华德威消防安全检测有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:岛津 型号:LC-20A
公司地址	武汉市洪山区南湖大道南湖南路18号南湖城市大厦14层
联系电话	86-02787300267 13407186195

产品详情

lc-20a岛津液相色谱仪说明：岛津lc-20a液相色谱仪产品信息当今，在各行各业中，生存竞争日趋激烈，法规介入、it技术迅速普及等等，这大大改变了经营环境。在这种背景下，对于可应用于研究开发、品质管理、环境监测等众多用途的高效液相色谱仪，客户提出的要求和面临的课题多种多样。为了快速地满足多样化的客户需求，岛津制作所投入整体力量开发了高效液相色谱仪 - 『prominence』。充实基本性能的同时，确立了高度对应网络要求的综合管理系统，一元化管理数据与装置，实现了分析的高效率。岛津prominence将是网络化hplc的新标志特点：· 网络化——为分析工作者提供完美解决方案· 高性能——轻松满足客户对仪器严格的要求· 自动化——高效率高可靠性赢得客户的信赖技术参数· 系统控制器 prominence cbm-20a/20alitecbm-20a可连接的单元：输液单元 最多4台、自动进样器1台、柱温箱1台、检测器 最多2台、馏分收集器1台、辅助控制器 最多2台连接单元数：8（可增至12）数据缓冲：约24小时之1分析（采样率500ms时，只限lcsolution使用时）cbm-20alite可连接的单元：输液单元 最多4台、自动进样器（sil-10af/10ap/10a除外）1台、柱温箱1台、检测器最多2台、辅助控制器最多2台连接单元数：5数据缓冲：约24小时之1分析（采样率500ms时，只限lcsolution使用时）· 输液单元 prominence lc-20ad/20at/20ablc-20ad输液方式：并联双柱塞柱塞容量：10 μl最大排液压力：40mpa流量设定范围：0.0001ml/min-10.0000ml/min流量准确度：1%或2 μl/min其中较大值以内流量精密密度：0.06%rsd或0.02mins，其中较大值以内lc-20at输液方式：串联双柱塞柱塞容量：主泵头47 μl、副泵头23 μl最大排液压力：40mpa流量设定范围：0.001ml/min-10.000ml/min流量准确度：2%或2 μl/min其中较大值以内流量精密密度：0.06%rsd或0.02mins，其中较大值以内lc-20ab输液方式：并联双柱塞（2式）柱塞容量：10 μl最大排液压力：40mpa流量设定范围：0.0001ml/min-10.0000ml/min流量准确度：1%或2 μl/min其中较大值以内流量精密密度：0.06%rsd或0.02mins，其中较大值以内· 输液单元的梯度系统lc-20ab梯度方式：高压混合 混合溶剂数：2液lc-20ad/20at高压ge规格 梯度方式：高压混合混合溶剂数：2液或3液lc-20ad/20at低压ge规格梯度方式：低压混合混合溶剂数：最多4液紫外可见检测器· prominence spd-20a/20av uv-vis检测器spd-20a/spd-20av光源：spd-20a d2灯、spd-20av d2灯、w灯波长范围：spd-20a 190nm-700nm、spd-20av 190nm-900nm波长准确度：1nm以下波长精密密度：0.1nm以下噪声：±0.25 × 10⁻⁵au漂移：±0.5 × 10⁻⁴au/h线性：>2.5au功能：190nm-370nm或371nm以上双波长检测，比例色谱图输出，波长扫描，时间程序· prominence spd-m20a pda检测器spd-m20a光源：d2灯、w灯二极管元件数：512波长范围：190nm-800nm波长准确度：1nm以下波长精密密度：0.1nm以下噪声：±0.3 × 10⁻⁵au漂

移：0.5 × 10⁻³au/h线性：>2.0au功能：等高线输出，光谱检索，最大输出·自动进样器 prominence sil-20a/20ac进样方式：全量进样，进样量可变式进样量设定范围：0.1 μl - 100 μl (标准)，1 μl - 2,000 μl (选购件) 试样处理数：175 (1ml试样瓶) 105 (1.5ml试样瓶) sil-20ac 70 (1.5ml试样瓶) 50 (4ml试样瓶) 192 (96-孔mtp 2块) 768 (384-孔mtp 2块) 在上述各规格外另可使用1.5ml试样瓶10个进样量准确度：1%以下进样量精密度：0.2%rsd以下交叉污染：典型值0.0025%以下(萘、洗必泰)反复进样次数：最大30/1试样针清洗：在进样前后任意设定试样冷却器：sil-20a 无 sil-20ac 模块冷却加热方式，兼除潮功能4 -40 · 试样架切换器试样架切换器c适用板：96孔mtp，96孔dwp，384孔mtp，384孔dwp，1.5 ml样品瓶 (54个) 板处理块数：12p试样冷却器：模块冷却加热方式，兼除潮功能4 -40 · 柱温箱 prominence cto-20a/20ac调温方式：强制空气循环式冷却方式：cto-20a 无、cto-20ac 电子冷却式温度控制精密度：0.1 以下 (典型值0.04 以下) 温度控制范围：cto-20a (室温+10) -85 、cto-20a c (室温-10) -85 收容空间：w220 × h365 × d95mm可收容仪器：手动进样器2个，梯度混合器，高压流路切换阀2个等定时程序：线性温度程序安全措施：溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制

本产品的加工定制是否，品牌是岛津，型号是LC-20A，类型是制备液相色谱，测量范围是0.0001mL/min-10.0000mL/min，测量对象是无，控温范围是CTO-20A (室温+10) -85 ()，尺寸是W220 × H365 × D95mm (mm)，重量是10 (kg)