

舜宇目镜 显微镜专用配件 均可加装刻度片 多型号可选

产品名称	舜宇目镜 显微镜专用配件 均可加装刻度片 多型号可选
公司名称	东莞市沃德普仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Wordop 型号:SZ-WF10X/22MM
公司地址	中国 广东 东莞市 南城区第一国际三期3号楼1205室
联系电话	86 0769 23187951/52

产品详情

显微镜配件---目镜（舜宇）

sz-wf10x/22mm	sz-wf15x/16mm	sz-wf20x/12mm
安装直径： 30mm	安装直径： 30mm	安装直径： 30mm
均可加装刻度片，	均可加装刻度片，	均可加装刻度片，
最小刻度0.1 mm	最小刻度0.1 mm	最小刻度0.1 mm
实际尺寸换算方法：	实际尺寸换算方法：	实际尺寸换算方法：
10x或15x目镜时：	10x或15x目镜时：	10x或15x目镜时：
格值 ÷ 物镜放大倍数	格值 ÷ 物镜放大倍数	格值 ÷ 物镜放大倍数
20x目镜时：	20x目镜时：	20x目镜时：
格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数	格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数	格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数

sz-wf25x/9mm

szm-wf10x/20mm

sz-wf15x/15mm

<p>安装直径： 30mm</p> <p>均可加装刻度片，</p> <p>最小刻度0.1 mm</p> <p>实际尺寸换算方法：</p> <p>10x或15x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 物镜放大倍数</p> <p>20x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数</p>	<p>安装直径： 30mm</p> <p>均可加装刻度片，</p> <p>最小刻度0.1 mm</p> <p>实际尺寸换算方法：</p> <p>10x或15x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 物镜放大倍数</p> <p>20x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数</p>	<p>安装直径： 30mm</p> <p>均可加装刻度片，</p> <p>最小刻度0.1 mm</p> <p>实际尺寸换算方法：</p> <p>10x或15x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 物镜放大倍数</p> <p>20x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数</p>
--	--	--

szm-wf20x/10mm	sz-wf10tx/22mm可调	szm-wf10tx/20mm可调
<p>安装直径： 30mm</p> <p>均可加装刻度片，</p> <p>最小刻度0.1 mm</p> <p>实际尺寸换算方法：</p> <p>10x或15x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 物镜放大倍数</p> <p>20x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数</p>	<p>安装直径： 30mm</p> <p>均可加装刻度片，</p> <p>最小刻度0.1 mm</p> <p>实际尺寸换算方法：</p> <p>10x或15x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 物镜放大倍数</p> <p>20x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数</p>	<p>安装直径： 30mm</p> <p>均可加装刻度片，</p> <p>最小刻度0.1 mm</p> <p>实际尺寸换算方法：</p> <p>10x或15x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 物镜放大倍数</p> <p>20x目镜时：</p> <p>格值 ÷ 1.4 ÷ 物镜放大倍数</p>

本产品的加工定制是否，品牌是Wordop，型号是SZ-WF10X/22MM，分辨率是0，目镜放大倍数是10X、15X、20X，物镜放大倍数是0，焦距是0，适用范围是显微镜