

实验室均质机 化妆品 膏体

产品名称	实验室均质机 化妆品 膏体
公司名称	广州博美克机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:膏体 适用物料:化妆品
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤边员村军民东路四巷13号
联系电话	13924234255

产品详情

实验室均质机：

1. 高速分散均质机适用于化妆品、生物制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、乳品均质等实验领域。
2. 采用无级调速，设备在转速范围内可以任意选择实验运行转速。
3. 分散均质工作头结构独特，确保了工作头的转子在电机高速驱动下旋转线速度高，产生强大的液

体剪切力和剧烈的高频机械效应。促使实验物料在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪

切分散。使物料承受每分钟高达数万次的剪切、撕裂、和混合，从而达到分散、均质的效果。

设备技术参数：

电源	ac 200v 50hz
输入功率	280w
输出功率	200w
转速选择范围	300-21000转/分钟

转速控制	无级调速
工作头	12mm; 18mm
处理量范围	2-1000ml
外形尺寸	250*350*600mm

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是膏体，适用物料是化妆品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是其他，型号是BII00，生产能力是0.002-8（kg/h），每次处理量范围是0-10（千克），功率是280（KW），外形尺寸（长*宽*高）是250*350*600（mm），整机重量是20kg，规格是BII00，转速是300-21000转/分钟，工作头直径是12mm,18mm