

离子色谱仪 飞斯富睿 F14792

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 离子色谱仪 飞斯富睿 F14792 |
| 公司名称 | 北京飞斯富睿科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:飞斯富睿 型号:F14792 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号 |
| 联系电话 | 15712978688 13583606658 |

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

产品名称:标准型离子色谱仪产品详细信息:工作环境

电源：220v，50hz 环境温度：15~30 环境湿度：5~85%;离子色谱仪类型：高压双柱塞串联平流泵
泵耐压范围：0 mpa -40mpa 流量范围：0.001 ml/min - 9.999ml/min 流量精度(设定误差)： 0.5%rsd

流量稳定性： 0.2%rsd 压力显示精度： 0.4mpa

过压保护：超压自动报警并自行停泵自我保护电导检测器

结构：五极环形钝化316不锈钢电导池，带电子恒温装置，恒温精度：5~50 ±0.05 池体积： 1.0 μl

输出电压：-1300~1300mv可调 量程：10档可选，具有手动和自动选档功能，-1500mv~+1500mv可调

检测范围：0~10000us/cm 分辨率： 0.05ns 基线噪声： 1.0%fs 基线漂移： 2.0%fs

分析重现性： 1.5% (so42-计)； 1.5% (na+计)； 线性范围： 102

最小检出浓度： 2ppb(0.002mg/l)(ci-计) 流路系统

高压管路、接头全peek材料；美国rheodyne六通阀，最高耐压7000psi;色谱分析柱

高效阴离子色谱柱；原装进口阳离子色谱柱；保护柱。抑制系统

自动再生阴离子微膜抑制器，不用换酸，在线自动再生，不间断使用，操作简单，寿命长；

恒流源电流0~120ma可调，增量0.1ma;色谱分析软件

先进的中/英文版色谱工作站(详见工作软件介绍)分离能力 抑制电导阴离子分析

f-、cl-、no2-、po43-、br-、no3-、so42-、clo2-、bro3-、clo3- 等阴离子的分析。

直接电导法分析 甜菜碱、li+、na+、nh4+、k+、mg2+、ca2+、sr2+、ba2+、氯化胆碱等阳离子

本产品的加工定制是是，品牌是飞斯富睿，型号是F14792