

HW2011D (A) 型电弧红外碳硫仪

产品名称	HW2011D (A) 型电弧红外碳硫仪
公司名称	杭州诺恩精密仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南京 型号:HW2011D (A)
公司地址	中国 浙江 杭州市 萧山区通惠北路378号
联系电话	0086 0571 82832895 18958155757

产品详情

技术指标：

- 1、测量范围：碳：0.001-10.0000%（可扩展）
硫：0.0005-5.0000%（可扩展）
- 2、分析时间：一般在35秒左右（不含取样、称样时间）
- 3、分析误差：碳优于gb/t223.69-2008标准、硫优于gb/t223.68-1997标准
- 4、电子天平：称量范围：0—100g 读数精度：0.001g
- 5、工作环境：室内温度：10-30 相对湿度：小于75%
- 6、工作电源：220v 50hz

主要特点：

- 1、windows全中文操作界面，具备灵活的视窗操作系统，极易掌握；
- 2、动态显示分析过程中的各项数据和碳硫释放曲线；

- 3、整机模块化设计，核心进口主件，提高仪器的稳定性；
- 4、采用了低噪声、高灵敏度、高稳定性的抗干扰红外检测器；
- 5、采用高压火花电弧引弧，结构简单、便于维护、性价比高；
- 6、配制品牌电脑（可选配或自配），喷墨打印机；
- 7、适用常规材料中碳硫的分析。

附件

hw2011d (a) 型电弧红外碳硫分析仪配置表

序号	名称	型号	单位	数量	配置
1	红外分析仪	hw 2011 (d) a型	台	1	碳硫仪采用铂金红外光源，航空电机调带号，光能源充足，信号稳定。高精度红外，测超低碳精度大大提高；
2	电弧燃烧炉	drl1	套	1	专业为配套红外碳硫仪设计，气路更加简单，更换易损件简易快捷；内加滤网，增强仪器的抗干扰能力，操作性能更加优化。

3	微机	超扬a200	套	1	-清华同方 -19“液显
4	软件系统	hw2011d(a)	套	1	-windows全中文操作界面，操作简单、易 -共有二十条曲线可存取 -动态显示c、s释放曲线，并可以释放曲线 -结果随机自动储存、记录 -分析时间可随时调节
5	打印机	hp deskjet 1000	台	1	-喷墨打印机 -可历史记录、当前结果打印
6	电子天平	fa1004	台	1	-万分之一 -精确度0.0001g -最大称量100g -自动联机输入
7	备品备件		套	1	1000次有效分析备件
8	标准样品	不锈钢	瓶	1	根据碳硫含量低的特性选配

本产品的加工定制是否，品牌是南京，型号是HW2011D(A)，类型是红外碳硫分析仪，测量范围是详见参数，测量精度是详见参数，分析时间是详见参数(s)，电源电压是详见参数(V)，适用范围是广泛