

# 瑞士Precisa水份测试仪

产品名称	瑞士Precisa水份测试仪
公司名称	东莞市莞城博晟电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:瑞士Precisa 型号:XM60
公司地址	中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号
联系电话	86-076913414391077 13414391077

## 产品详情

precisa xm60/120水份测定仪是ha60/300系列升级产品。紧凑、小巧的设计，高对比度荧光显示屏及友好的操作界面，内置多种测量模式和独有的初始温度（30-100 范围内）预设令操作轻松自如、快速方便。可选配多种快速加热装置，符合gmp要求的多种打印输出格式。

### xm60水份仪主要特点

卤素灯加热速度快；

绿色字幕,清晰易读；

特别设计秤盘提把,易操作,安全不烫手；

符合glp的打印；

可打印样品序号；

有预热功能: 30 ~ 100 ；

boost功能,前3分钟,以设定温度的140%为目标,快速加热；

可由网络下载程序,加速软件更新及维修。

## xm60水份仪技术参数

最大/最小称量: 124 g /  
0.001g

最小读值: 0.001g / 0.01%

秤盘尺寸: 直径90 mm

再现性: 样品1g 时为0.2% 样品10g时为0.02%  
加热方式: 卤素灯

加热范围: 30 ~ 230

温度调整间隔: 1

加热模式: boost功能,前3分钟,以设定温度的140%为目标,快速加热 停止条件: 全自动 半自动:  
自行设定digit / sec. 指定时间::0.1 ~ 240分钟

资料输出时距: 0.1 ~  
10.0分钟

记忆5组设定值

有密码,可以保护设定值

rs232接口  
防盗密码及锁孔

可由网络下载程序,加速软件更新及维修。

## xm120水份仪主要特点

卤素灯加热速度快

触摸式银幕,有背光功能,可显示重量变化曲线

特别设计秤盘提把,易操作,安全不烫手

符合gmp的打印

可自行设定要打印的项目

可显示前一次实验值

可打印样品序号及重量变化曲线

记忆50组设定值

记忆999组实验结果,包含起始重量,最终重量,实验消耗时间,实验日期时间,样品序号,实验批号

有预热功能: 30 ~ 100

3段式加热时程,可分别设定温度及加热时间

boost功能,前3分钟,以设定温度的140%为目标,快速加热

可由网络下载程序,加速软件更新及维修。

#### xm120水份仪技术参数

最大/最小称量: 124 g /  
0.001g

最小读值: 0.001g /  
0.01%

秤盘尺寸: 直径90 mm

再现性: 样品1g 时为0.2%, 样品10g时为0.02%  
加热方式: 卤素灯

加热范围: 30 ~ 230

温度调整间隔: 1

每一时程时间: 0.1 ~  
99.9分钟

停止条件: 全自动 半自动: 自行设定digit / sec. 半自动: 自行设定 % / sec. 指定时间

资料输出时距: 0.1 ~  
10.0分钟

有密码,可以保护设定值

可统计样品数,平均值,最大值,最小值,标准误差 输出接口为标准rs232 防盗密码及锁孔

本产品的加工定制是否, 品牌是瑞士Precisa, 型号是XM60, 类型是红外水分计, 测量范围是124g/0.001g