LSP01-2A注射泵注射泵

产品名称	LSP01-2A注射泵 注射泵	
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司	
价格	面议	
规格参数	加工定制:是 类型:注射泵 品牌:上海雷磁	
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室	
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088	

产品详情

您的位置:首页>产品展示>注射泵>实验室注射泵	
lsp01-2a	
<u> </u>	

产品说明

Isp01-2a是一款单通道灌注型注射泵。能够装卡10ul-60ml规格的注射器(进样器),可同时装卡规定范围内不同规格的注射器或(进样器)。适合高精度、小流量的液体传输。

技术指标

通道数量:1 每微步注射量:0.026 µ l(60ml注射器)

适用注射器类型:10 µ I-60ml 流量范围:0.166nl/min-10.831ml/min

每微步距离:1/16step: 0.03125 μ m 最大线速度:13mm/min

最小线速度:1 µ m/min 最大步速:6933 (1/16step)/sec 最小步速:16

(1/16 step) /30sec 工作模式:单推线性推力: > 9kgf 控制精度:当>30%满行程时,控制误差 ± 0.5%

设置方式:数码旋钮配合薄膜按键设置显示方式:128 x

64图形点阵型液晶显示 电压范围: ac100 - 240v

工作环境:温度5 -40 相对湿度: < 80% 外形尺寸: 280 x 210 x

140(mm) 重量: 3.6kg

功能特点

注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内经 人机界面友好:大屏幕液晶显示,数码旋钮于薄膜按键配合使用,操作简便,快捷 工作模式:单推工作模式 掉电记忆功能:1.eeprom保存设置参数,重新上电后,无需重新设置。
2.流量模式下运行时断电,恢复上电后可

根据设置参数继续运行或停止 堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报

外控接口:具备输入/输出控制功能

液量校准功能:通过校准程序可得到更精确的流量注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损lsp01-2a与lsp01-1a比较:lsp01-2a增加5倍减速脉动更小lsp01-2a更适用于细胞分析lsp01-2a更适合传输小流量的液体

	其他参数							
	产品型号	hamilton 注射器规 格	内径(mm)	参考流量 范围	线速度范 围	重量(kg)		
	Isp01-2a	50 μ l	1.03	0.001 µ l/m in-0.011ml /min	1 μ m/min- 3mm/min	3.6		
		10ml	14.57	0.167 µ l/m in-2.167ml /min				
		60ml	32.57	0.833 µ I/m in-10.831m I/min				

本产品的加工定制是是,类型是注射泵,品牌是上海雷磁,型号是LSP01-2A,测量范围是0-999,可测样品状态是3,重复性误差是2,外形尺寸是22*22*20(mm),适用范围是学校/医院/化工企业,规格是22*22*20