

多歧管冷冻干燥机 西安予辉

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 多歧管冷冻干燥机 西安予辉 |
| 公司名称 | 西安博奥仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:西安予辉 型号:FD-1C |
| 公司地址 | 陕西 西安市莲湖区 自强西路中菲香滨城 |
| 联系电话 | 02986310020/86312872 18729233041 |

产品详情

冷冻干燥机的详细资料：

| | |
|------|---|
| 仪器类别 | 实验室仪器 |
| 品名 | fd-1c普通型多歧管冷冻干燥机 |
| 仪器介绍 | fd-1c为挂瓶式冻干机，此机型的优点是冻干速度快，时间短，操作简单。fd-1c配置专用橡胶阀，冻干过程中可随时更换冻干瓶，可同时冻干几种不同 |

| | |
|------|---|
| | fd-1c的基本特性同fd-1台式冷冻干燥机，样品盘和冻干瓶可同时使用。 fd-1c型共有两种：普通型、压盖型（可选）。 |
| 主要特点 | <p>样品的预冻，可利用低温冰箱或酒精加干冰来进行；另一种是专用的旋冻器，它可把大瓶的样品边旋转边冷冻成壳状薄层结构。然后再通过橡胶阀与冻干主机连接。</p> <p>采用冻干瓶处理较大量的样品时，采用旋冻的方法冻成壳状较好，或倾斜容器冻成斜面，以增大表面积，减小厚度，以利于水份的升华。本公司生产冻干瓶旋冻专用装置。预冻时，冻干瓶中的样品浸放在低温热传导液体里旋转，样品沿冻干瓶内壁冻结，以达到更大的表面积。一旦样品结冰，就可以与冷冻干燥系统连接了。</p> |

技术指标

| | |
|------|--|
| 冷凝温度 | 采用无氟制冷剂，冷凝温度低至-55℃； |
| 冻干瓶 | 同时挂瓶最多为8只。冻干瓶分为4种规格：1000ml、500ml、250ml、100ml。可根据需要自由组合使用 |
| 功能设置 | 功能设置均为触摸软键操作，简单可靠 |
| 冻干时间 | 采用冻干瓶可控制在8小时 |
| 外观显示 | 冷凝温度和真空度采用数字显示，简洁直观 |
| 样品盘 | 普通型：200mm * 4层 |
| 材料 | 特种材料橡胶阀，密封好，寿命长 |

标准配置

fd-1c普通型 台式主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置，橡胶阀8只，冻干瓶8只

本产品的加工定制是是，品牌是西安予辉，型号是FD-1C，类型是普通型冷冻干燥机