

DB-5MS 气相色谱柱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | DB-5MS 气相色谱柱 |
| 公司名称 | 宁波海曙恒隆实验器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:安捷仑 型号:HP-5MS,25m,0.32mm,0.52um |
| 公司地址 | 中国 浙江 宁波市海曙区 宁波市鄞州区长乐长兴路3弄7号 业务电话13003763528 ,1348 |
| 联系电话 | 86 0574 81961137/56251673 13003763528 |

产品详情

rtx-5ms的固定相也是交联、键合的5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷，热稳定性可达360。但是其合成与键合工艺比标准含5%苯基的聚合物有更一步的改进。使其流失性更低，能满足质谱分析的特殊要求。在分析碱性到中性与酸能提取物，并使用高灵敏度的检测器，如itd、ms、gcd或者甚至fid时，色谱柱的流失会带来某些问题。它会导致不准确的分析结果，误导质谱图解析、降低灵敏度，在极端的情况下，还会得到错误的定性结果。每支rtx-5ms柱都经过严格的测试，保证它们能得到一致的结果。每批rtx-5ms所使用的聚合物都经质谱测试，并必须附合对低流失和最低硅氧烷碎片的要求规格。而且用许多最有吸附性的指标化合物配成的严格测试混合物，对rtx-5ms柱进行性能评估。建立了最低响应因子的指标，以保证每支柱都能超过半挥发污染物测试方法中的要求。每支柱的流失情况，确保在最大使用温度时的超低流失的水平。提供的每支柱都附有实际测试的色谱图，可说明rtx-5ms对环境化合物所显示出的高度惰性。同时也附有能说明质谱检测器对聚物流失反应的测试色谱图。

rtx-5ms所显示的性能超过了测试半挥发污染物的epa方法625和8270的要求。

该柱相似于quadrex007-5ms,db-5ms和hp-5ms。

规格 规格 db-5ms, 25m, 0.20mm, 0.33um hp-5ms, 12m,
0.20mm, 0.33um db-5ms, 50m, 0.20mm, 0.33um hp-5ms, 25m, 0.20mm, 0.33um db-5ms, 12m, 0.20mm, 0.33um
hp-5ms, 50m, 0.20mm, 0.33um db-5ms, 15m, 0.25mm, 0.25um hp-5ms, 15m, 0.25mm, 0.10um db-5ms, 15m,
0.25mm, 1.00um hp-5ms, 15m, 0.25mm, 0.25um db-5ms, 15m, 0.25mm, 0.50um hp-5ms, 15m, 0.25mm, 1.00um
db-5ms, 25m, 0.25mm, 0.25um hp-5ms, 30m, 0.25mm, 0.10um db-5ms, 25m, 0.25mm, 0.40um hp-5ms, 30m,
0.25mm, 0.25um db-5ms, 30m, 0.25mm, 0.10um hp-5ms, 30m, 0.25mm, 0.50um db-5ms, 30m, 0.25mm, 0.25um
hp-5ms, 30m, 0.25mm, 1.00um db-5ms, 30m, 0.25mm, 1.00um hp-5ms, 60m, 0.25mm, 0.10um db-5ms ,30m,
0.25mm, 0.50um hp-5ms, 60m, 0.25mm, 0.25um db-5ms ,50m, 0.25mm, 0.25um hp-5ms, 15m, 0.32mm, 0.10um
db-5ms ,60m, 0.25mm, 0.10um hp-5ms, 15m, 0.32mm, 0.25um db-5ms, 60m, 0.25mm, 0.25um hp-5ms, 15m,
0.32mm, 1.00um db-5ms, 60m, 0.25mm, 1.00um hp-5ms, 25m, 0.32mm, 0.52um db-5ms ,15m, 0.32mm, 0.10um

hp-5ms, 30m, 0.32mm, 0.10um db-5ms ,15m, 0.32mm, 0.25um hp-5ms, 30m, 0.32mm, 0.25um db-5ms ,15m,
0.32mm, 0.25um hp-5ms, 30m, 0.32mm, 0.50um db-5ms ,15m, 0.32mm, 1.00um hp-5ms, 30m, 0.32mm, 1.00um
db-5ms, 25m, 0.32mm, 0.52um hp-5ms, 60m, 0.32mm, 0.10um db-5ms ,30m, 0.32mm, 0.10um hp-5ms, 60m,
0.32mm, 0.25um

本产品的加工定制是否，品牌是安捷伦，型号是HP-5MS,25m,0.32mm,0.52um，测量范围是1-50，测量对象是2，控温范围是125（ ），尺寸是300（ mm ），重量是0.1（ kg ）