

WFH-101凝胶成像分析系统 实用性 通用性强

产品名称	WFH-101凝胶成像分析系统 实用性 通用性强
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海精科实业 型号:WFH-101
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

产品详情

品牌	精科	型号	wfh-101、102
种类	凝胶成像分析系统	紫外波长	312,nm,254nm,365nm
滤色片规格	210 × 250 (mm)	适用范围	用于pcr泳道照相分析

详细描述

- 1、凝胶图像分析：智能自动识别泳道条带：采用先进的自动识别算法，可以帮您自动识别出泳道/条带并且编号，您还可以根据自己的要求添加或删除泳道或条带，移动泳道和调整泳道。
- 2、密度比较：对指定泳道进行光密度扫描，绘出扫描曲线，并计算出该泳道中各条带的密度积分和峰值，此外，还可以对每一条带的光密度测定范围进行微调，并可以对多个泳道进行对比查看。
- 3、分子量光密度和迁移率的计算：通过简单易用的向导工具。可以对选定的标准泳道中的条带进行分子量或光密度定标，然后根据定标结果自动计算出各条带的分子量和光密度。通过迁移率向导工具由用户指定的基线和前沿线可自动计算出每个条带的迁移率。
- 4、分析结果数据导出：通过无缝当然数据连接技术，可以将分子量、光密度分析结果报表和迁移率分析结果报表导出到文本文件或excel格式文件。
- 5、撤消和重做功能：对所有的分析操作可以无限的撤消和重做，您不必再为一时操作错误而后悔。
- 6、注释功能：提供了矩形、空心矩形、椭圆、空心椭圆、直线、多样式箭头、文字框、插入图片等多种注释工具、对图像进行比例放缩。
- 7、图象处理：图像的负像，图像的旋转，图像的对比度、亮度调整，自动图像优化
- 8、系统管理：支持windows98/2000系统，能保存多种格式的图像，图像的打印

系统配置：

数码型（推荐产品）

型号名称	wfh-101b数码全自动型	wfh-101数码手动型
镜头	电脑自动调节	手动调节
ccd	专业数码ccd,水平解析度800线,有效像素1280(h) × 1024(v)	
自动变焦镜头：	6倍光学变焦8-48mm：光圈f1.2-16	
滤光片	采用专业干涉滤光片	
暗箱	紫外透射光源波长312nm,紫外反射光源波长365nm,254nm白光透反射	
透紫面积	210 × 250 (mm)	
软件	积分拍摄摄取图像软件,进口分析软件	

模拟型

型号名称	wfh-102b全自动数码型	wfh-102手动数码型
镜头:	电脑自动调节	手动调节
ccd:	专业模拟ccd，水平解析度570线，有效像素752(h) × 582(v)	
自动变焦镜头：	6倍光学变焦8-48mm：光圈f1.2-16	
滤光片:	采用专业干涉滤光片	
暗箱:	紫外透射光源波长312nm,紫外反射光源波长365nm,254nm白光透反射	
透紫面积:	210 × 250 (mm)	
软件:	积分拍摄摄取图像软件,进口分析软件	

广州沪瑞明仪器有限公司专业生产(供应)销售:wfh-101凝胶成像分析系统系列产品,本网站为你提供:wfh-101凝胶成像分析系统系列产品的型号、参数、图片及价格，如果您有需要:wfh-101凝胶成像分析系统请联系我们，或登陆我们的官网:<http://www.hrm17.com/>

本产品的加工定制是否，品牌是上海精科实业，型号是WFH-101，种类是凝胶成像分析系统，紫外波长是312,nm,254nm,365nm，滤色片规格是210 × 250（mm），适用范围是用于PCR泳道照相分析