

数显密度测试仪

产品名称	数显密度测试仪
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:达美宏拓 型号:DH-300T
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

产品详情

日本主机数显密度测试仪的工作原理：

根据阿基米德原理，依据astm d792、 astm d297、 gb/t1033、 gb/t2951、 gb/t3850、 gb/t533、 hg4-1468、 jis k6268、 iso 2781、 iso 1183、 gb/t 611、 gb/t11540、 gb/t12206、 gb/t5518...等标准规范。

日本主机数显密度测试仪的技术规格表：

品牌	dahometer达宏美拓	
型号	dh-300t	dh-600t
称重范围	0.01~300g	0.01~600g
密度精度	0.001 g/cm ³	
密度范围	0.001—99.999g/cm ³	
固体模式	测量固体种类	任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属...等状态产品
	测量模式	阿基米德原理固体通用测试法
	测量时间	约5秒
	记忆方式	二个步骤记忆方式
	比重测量架	一体注塑成型比重测量架（尺寸：长17.6 cm × 宽10.5 cm × 高11.1cm）
	测量水槽	一体注塑成型透明水槽（尺寸：长16.9 cm × 宽9.8 cm × 高8.3cm）
	结果显示	密度、体积、含量百分比
	功能设定	水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定
	材料混合百分比	功能介绍
设定		可自由设定材料主、次物质的密度值
显示		密度值、主要物质混合比
液体	a：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳	

模式	b：酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、二 似状态液体皆可测量
测量原理	阿基米德原理置换法
测量模式	1组
测量时间	即时测量
记忆方式	动态记忆
结果显示	密度
比重测量架	不锈钢比重测量架
功能设定	温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定
结果验证方式	蒸馏水验证
校正方式	单键自动校正、自动检测之功能
输出方式	rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印
标准附件	主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固 装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、de-20a标准 源变压器一个
选购附件	de-40打印机、 dm-20b防腐蚀性液体测量组件、 dm-20a标准液体测量组件
电源	ac~220v / 50hz

日本主机数显密度测试仪的技术参数：

1.密度解析：0.001 g/cm³ 2.大称重：300g 3.小称重：0.01g 4.测量范围：0.001—99.999g/cm³