

酶标仪/酶联免疫分析仪（美国） 飞斯富睿 F14547

产品名称	酶标仪/酶联免疫分析仪（美国） 飞斯富睿 F14547
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞斯富睿 型号:F14547
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

性能指标 速度 30秒/96孔板 储存 储存55种测试项目，并能储存最近的10个测试结果 滤光片 滤光轮可放5块滤光片 仪器配405，450，490，630nm 4块滤光片。（elx800uv机型可选340nm）线性 405nm，0-2.000abs：+/-1% 450nm，0-2.000abs：+/-3% 外接口 电脑接口（rs232）；打印机接口 波长范围 400-750nm（uv型340-750nm）吸光度范围 0.000-3.000abs. 分辨率 0.001 abs. 精确度 0-2.000 abs，+/-1% 重复性 0-2.000 abs，+/-0.5% 规格 41.9cm长×38.1cm宽×17.8cm高 重量 18.5lbs .，8.4kg 显示屏 2x24lcd 电源 100-240vac，+/-10% 50-60hz cut off定性，定量及绘图软件处理系统 具有曲线修正、储存、公式、换算、质控/分析功能 储存55种测试项目 储存最近的10个测试结果 可阅读24孔，48孔或96孔，并可选384孔性能 人机对话式操作，使用方便规范：美国fda、欧洲ce国际标准认可产品，elt ul3101-1，iec 1010-1，can/csa论证c22.2 no.1010.1功能介绍 具有八种类型的曲线图：直线、二次方曲线、三次方曲线、三次方函数、二点对数曲线、逐点连线、反对数曲线等。与p c软件的联用，进一步加强了酶标板的数据分析功能。 具有公式换算的功能。任意选择加样方式：可按需要设空白及特定空白值；可选择空白、标准、质控、样品的测试数目和重复次数；可自动排版，也可由操作者自行排版。 任意选择纵向或横向阅读方式：初始读孔可由a01位开始，也可任意选择孔位。应用范围：临床、生物技术研究、食品处理、环境科学、农业。 编排好的空白标准、质控、样品位置、可按酶标板的格式打印出来。供操作时参考。 可重复打印报告及结果。 多种报告方式：报告测试项目名称、计算公式、标准值。可按酶标96孔格式，也可按列表格或者二者兼有打印报告。报告内容为空白、标准、质控、样品的吸光度值、浓度值、阴阳性。还可打印相应的标准曲线图。 诊断功能：自检系统能彻底检测仪器的光路。电路系统：校对板用于测试仪器的精度、线性、重复性（选购件）

本产品的加工定制是是，品牌是飞斯富睿，型号是F14547，规格是F14547