

海威驰HRK-7000全自动电脑验光仪

产品名称	海威驰HRK-7000全自动电脑验光仪
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莘萌 型号:HRK-7000 尺寸:252(W) × 500(D) × 432(H)mm
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号(天鹅湖大酒店南侧)
联系电话	0311-69004665 13933833732

产品详情

韩国海威驰hrk-7000全自动电脑验光,角膜曲率仪

韩国海威驰hrk-7000全自动电脑验光,角膜曲率仪

产品供应商:河北昊众商贸有限公司

手机:18931853732(申经理)

qq:65140085

e-mail:sale@hbzsm.com

详情登陆:<http://www.hbzsm.com>

地址:石家庄市桥西区中华南大街366号(天鹅湖酒店南侧)

海威驰hrk-7000全自动电脑验光/角膜曲率仪不同于常规诊断设备,它应用了哈特曼小室波阵面传感器,可以分析光束波阵面的聚焦点。它不仅能够测量患者的基本屈光误差,还能获得一个空间处理过的波阵面地形图。

测量模式：

k/r模式连续测量角膜曲率/屈光率

ref模式屈光度测量

ker模式角膜曲率测量

clbc模式隐形眼镜基本曲率测量

kerp模式角膜外围曲率测量

角膜曲率：

曲率半径 5 ~ 10.2mm(步长：0.01mm)

角膜度数 33.0 ~ 67.50d (当角膜折射率为1.3375时) 步长：0.05/0.12/0.25d

角膜散光 0.00~-15.00d 步长：0.15/0.12/0.25d

轴位 1~180° (步长：1°)

瞳孔、虹膜直径 2.0 ~ 14.0mm (步长：0.1mm)

数据存储每只眼睛十次

屈光度：

顶点距离(vd) 0.0、12.0、13.5、15.0mm

球径 (sph) -25.00~+25.00d(当vd=12mm时) 步长：0.12/0.25d

柱镜 (cyl) 0.00 ~ 10.00d(步长：0.12/0.25d)

clbc模式 1 ~ 180° (步长：1°)

柱镜符号 -, +, ±

瞳距 10 ~ 85mm

最小瞳孔直径 \varnothing 2.0mm

其它:

内置打印机热敏打印机

节电 5分钟后自动关闭

显示 6.5英寸彩色镀膜液晶显示器

电压/功率 ac100-240v,50/60hz(free voltage)60w

尺寸/重量 252(w) × 500(d) × 432(h)mm/20kg

韩国海威驰hrk-7000全自动电脑验光，角膜曲率仪

韩国海威驰hrk-7000全自动电脑验光，角膜曲率仪

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：18931853732（申经理）

qq：65140085

e-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）