

Waters WAT020805固相萃取小柱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | Waters WAT020805固相萃取小柱 |
| 公司名称 | 济南东澳实验器材有限公司 |
| 价格 | 1.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:Waters 型号:WAT020805 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区工业南路52号 |
| 联系电话 | 0531-88166298 18653173608 |

产品详情

waters
wat020805
系列固相萃取小柱



waters系列固相萃取小柱

waters公司于1978年将固相提取技术推向商品化舞台的著名品牌产品。以其种类繁多的填料、式样独特的设计，满足多种用途的需要而著称。二十年来，已得到了广泛的应用，拥有数以万计的应用文献。

waters sep-pak 系列固相萃取小柱

waters sep-pak c18固相萃取小柱的典型应用：血样、尿样中药物及其代谢物；

多肽脱盐；环境样品中的痕量有机化合物富集；饮料中的有机酸；与反相hplc柱机理相似。

waters sep-pak 系列固相萃取小柱订货信息：

| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|
| wat020805 | waters sep-pak c18固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat043395 | waters sep-pak c18固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat036905 | waters sep-pak c18固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat036815 | waters sep-pak tc18固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat036790 | waters sep-pak tc18固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat036795 | waters sep-pak tc18固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat020810 | waters sep-pak 正相硅胶萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat043400 | waters sep-pak 正相硅胶萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat036910 | waters sep-pak 正相硅胶萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat020815 | waters sep-pak florisil(硅酸镁)萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wa t043405 | waters sep-pak florisil(硅酸镁)萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat043390 | waters sep-pak florisil(硅酸镁)萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat020820 | waters sep-pak 酸性氧化铝固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat054535 | waters sep-pak 酸性氧化铝固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat054580 | waters sep-pak 酸性氧化铝固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat020825 | waters sep-pak 碱性氧化铝固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat054540 | waters sep-pak 碱性氧化铝固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat054585 | waters sep-pak 碱性氧化铝固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat020830 | waters sep-pak 中性氧化铝固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat054530 | waters sep-pak 中性氧化铝固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat054575 | waters sep-pak 中性氧化铝固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|-------|
| wat020840 | waters sep-pak 氨基固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat054560 | waters sep-pak 氨基固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat054605 | waters sep-pak 氨基固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |
| wat020835 | waters sep-pak 氰基固相萃取小柱 | 3cc/500mg | 50支/盒 |
| wat054555 | waters sep-pak 氰基固相萃取小柱 | 6cc/500mg | 30支/盒 |
| wat054600 | waters sep-pak 氰基固相萃取小柱 | 6cc/1g | 30支/盒 |