

CPR400 液晶心肺复苏模拟人

产品名称	CPR400 液晶心肺复苏模拟人
公司名称	上海杰宣科教设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:杰宣 型号:JX/CPR400
公司地址	上海市松江区文诚路500弄6号
联系电话	021-33558956 18117577580

产品详情

宝贝链接地址：<http://www.jiexuankj.com/aa1/34.html>

公司新闻地址：<http://www.jiexuankj.com/news/>

公司链接地址：<http://www.jiexuankj.com/>

公司咨询电话：021-33558956

公司咨询手机：18117577580

公司联系qq：21688988

第八代jx/cpr400高级全自动电脑心肺复苏模拟人，采用美国美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统、电力系统单位、工矿企业、交通部门单位等各种需要现场救生技术的单位部门进行急救培训使用的高档型最新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准。 功能特点：

模拟标准气道开放； 人工手位胸外按压指示灯显示，数码记数显示，语言提示： .
按压位置正确，错误的指示灯显示，数码记数显示，错误的语言提示； . 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（小于5cm大于正确区域）的显示分别由条形（黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-

过大)数码指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度正确,错误的数码记数显示及错误的语言提示;
人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示: · 吹入的潮气量 500ml/600ml-1000ml 的显示分别由条形(黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-

过大)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度;正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示;

· 每吹气一次或胸外按压一次,心跳多会在液晶屏上显示一次心电图,操作成功后,电脑显示器上的液晶屏上会显示正常动态的心电图; 按压与人工呼吸比:30 2(单人或者双人);

操作周期:按压与人工吹气30:2的比例完成五个循环周期cpr操作;

操作频率:最新国际标准:大于或等于100/分钟; 操作方式:训练操作,考核操作;

操作时间:以秒为单位时间计时; 语言设定:可进行语言提示设定或关闭语言提示设定;

成绩打印:操作结果可热敏打印成绩单;

检查瞳孔、颈动脉反应:模拟人抢救成功后,瞳孔由散大变为缩小,颈动脉出现自主搏动。

电源状态:采用220v外接电源,经过稳压器输出电源24v。 材料特点:面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发,采用进口热塑弹性体混合胶材料,由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成,具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形,拆装更换方便等特点,其材料达到国外同等水平。 标准套配置: 高级复苏全身模拟人一具; 高级电脑显示器一台;

豪华手拉式人体硬塑箱一只; 复苏操作垫一条; 一次性消毒屏障面膜(50张/盒)一盒;

可换肺囊装置五套; 可换脸皮一张; 热敏打印纸两卷; 使用手册一本;

友情提示:

欢迎您来电咨询!!

我们可以帮您推荐符合您要求的cpr400 液晶心肺复苏模拟人相关产品!