

运动弹性绷带/无纺布自粘弹性绷带 2.5cm*5m

产品名称	运动弹性绷带/无纺布自粘弹性绷带 2.5cm*5m
公司名称	上海优适卫生材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优适 型号:TM-0019 加工定制:是
公司地址	宝山区沪太路9088号D车间
联系电话	021-66873036

产品详情

注意：请有颜色要求的亲一定要备注颜色，或者拍下后跟我们客服说明让客服备注，否则一律随机发送！！！！不要因为在谈话过程中谈过什么颜色就以为客服知道了自己需要什么颜色，请一定跟客服说清楚，免得引起不必要的麻烦。对于自己没有备注颜色也没提醒客服备注，而因颜色不喜欢给中差评的一律投诉到底！

材质：优质无纺布

规格：宽5.0cm*长4.5m(长度是指拉伸长度,首次买的亲请注意下，有问题可以问我们客服，谢谢！)

颜色：12种颜色

采用优质无纺布,柔软透气,伸缩率为200%以上,可用手横向扯断,用于支撑,保护和位置固定.单独包装,颜色丰富.

特点:

- 1.自粘性：利用天然乳胶的特性产生持久的自粘作用。产品自动粘合但不粘皮肤和毛发，揭除无痛。
- 2.透气性：设计轻颖的基材质地柔软，韧性优良。包扎后，皮肤能和空气充分接触，汗液和水分易于蒸发

, 舒适度高。3.高弹性：可超出自身长度200%以上，增强包扎性能。4.便利性：简易手撕，完全不需剪刀或者其他辅助工具。5

使用方法1.若有必要，先贴近皮肤用纱布做首层的包扎

.防水性：遇水不易脱落，牢牢保护被包扎部位,透气性好，舒适性强，不易脱落，是理想的包扎型产品.

2.切勿拉长绷带3.用绷带先绕一匝后继续缠绕，每一匝至少覆盖前匝的一半宽度，直到包扎完毕。4.勿使绷带最后一匝接触皮肤，而应将其完全覆盖前匝，以确保良好贴合。注意不要过度绷紧以保持良好的舒适的包扎效果5.包扎完后剩余的绷带可以自粘回绷带卷以便下一次的包扎和应用。注意包扎动作最后用的15厘米绷带不可以使劲拉伸用来防止完成包扎后应为张力过大而使绷带脱开

材质：优质无纺布

规格：宽7cm*长4.5m

颜色：10种色(颜色：白色、肤色 红色 浅蓝 钱绿 橙色 黑色 紫色 墨绿)

采用优质无纺布,柔软透气,伸缩率为200%以上,可用手横向扯断,用于支撑,保护和位置固定.单独包装,颜色丰富.

特点:

1.自粘性：利用天然乳胶的特性产生持久的自粘作用。产品自动粘合但不粘皮肤和毛发，揭除无痛。2.透气性：设计轻颖的基材质地柔软，韧性优良。包扎后，皮肤能和空气充分接触，汗液和水分易于蒸发，舒适度高。3.高弹性：可超出自身长度200%以上，增强包扎性能。4.便利性：简易手撕，完全不需剪刀或者其他辅助工具。5.防水性：遇水不易脱落，牢牢保护被包扎部位,透气性好，舒适性强，不易脱落，是理想的包扎型产品.

使用方法1.若有必要，先贴近皮肤用纱布做首层的包扎2.切勿拉长绷带3.用绷带先绕一匝后继续缠绕，每一匝至少覆盖前匝的一半宽度，直到包扎完毕。4.勿使绷带最后一匝接触皮肤，而应将其完全覆盖前匝，以确保良好贴合。注意不要过度绷紧以保持良好的舒适的包扎效果5.包扎完后剩余的绷带可以自粘回绷带卷以便下一次的包扎和应用。注意包扎动作最后用的15厘米绷带不可以使劲拉伸用来防止完成包扎后应为张力过大而使绷带脱

本产品的品牌是优适，型号是TM-0019，加工定制是是，基材是全棉，胶系是热熔胶，总厚度是2mm（m m），颜色是黄色红色白色黑色等等，产品认证是CEFDA