

# 无菌均质器 拍打式无菌均质器 实验室拍击式均质器微生物均质器

产品名称	无菌均质器 拍打式无菌均质器 实验室拍击式均质器微生物均质器
公司名称	无锡安耐斯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:久平 型号:JP08X
公司地址	无锡市崇安区广瑞路555号宝锡大厦3号楼508室
联系电话	86-051082031582 18912368040

## 产品详情

拍打式无菌均质器产品说明：

无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛应用于动物组织、生物样品等匀质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。该装置采用不锈钢系统，可有效的分离固体样品表面和被包含在内的微生物匀一样品，样品装在一次无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理、不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性能好的要求。本产品也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟可达 $2 \times 10^5$ ），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。拍打式无菌均质器产品特点：大屏幕全电脑液晶显示，操作简单智能化程序控制，3组多段程序编，每段可对拍击时间、拍击速度、时间等参数分别设定箱体采用优质不锈钢材质制成拍击间距可调，方便处理不同处理量的样品，达到理想的均质效果可调整的均质时间固定的或可变的均质速度渐进式均质，卓越的细胞保护无菌一次性滤袋，保证卫生和安全全开启式门，易于清洗样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗大视窗钢化玻璃窗口易于观察可拆卸式调整拍击板

带自动停止防夹功能拍打式无菌均质器技术参数：

产品型号	jp08x
控制方式	微电脑控制多3段段编程
显示方式	大屏幕液晶显示
拍击时间	0.1-99分59秒或连续运转
拍击速度	3~12次/秒
可多段编程	可设定任意参数组合
参数存储	3组编程参数保存
温控功能	无
温控设置范围	无
温控控制范围	无
消毒功能	无
有效容积	3~400ml
无菌袋尺寸	17×30cm

拍击箱体	不锈钢
拍击间距	0 ~ 50mm可调
电源	220vac/50hz
启动模式	柔和启动
暂停功能	有
功率	200w
防夹功能	带自动停止防夹功能
其它	可装卸视窗和调整拍击版、钢化玻璃安全门
外形尺寸	420 × 245 × 390mm
重量	18kg

本产品的加工定制是是，品牌是久平，型号是JP08X，类型是无菌均质器，容量是400ml（ml），功率是200W（w），尺寸是420 × 245 × 390mm（mm），重量是18KG（kg），电源是220V