

LEEP刀 刀头 手柄 Ellmen

产品名称	LEEP刀 刀头 手柄 Ellmen
公司名称	西安北半天医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Ellmen 型号:DS98F-L
公司地址	西安市灞桥区长十路一力小区8号楼2单元3层1号
联系电话	88788859

产品详情

品牌 Ellmen 型号 DS98F-L

中外合资品牌，质量可靠

治疗原理：通过自凝刀将射频源介入到子宫肌瘤中，激发肌瘤组织进行等离子振荡，离子相互撞击磨擦产生生物热效应，当温度升高超过45摄氏度时，肌瘤组织自身发生不可逆凝固变性坏死。

治疗方法：在腹部b超监视引导下，将自凝刀经阴道、宫腔置入肌瘤中，启动rfas系统的治疗开关，自凝刀不断发射电磁波，使肌瘤组织逐渐产生生物热效应，其治疗范围不断扩大，当达到一定的凝固程度和范围时，rfas则自动报警并停止治疗。**治疗安全性：**无创监视：仅用b超施行全程监视，对医患双方无创伤。微创介入：b超清楚观察和引导自凝刀在宫腔运行，不会损伤正常组织。定位准确：b超能清晰地监视自凝刀，并能准确地将其引导、介入到肌瘤预定部位。效应可见：在治疗过程中，b超能准确监视肌瘤的变性过程和范围。范围可控：确定的功率和自凝刀完全可以控制肌瘤变性范围。程度可控：阻抗反馈控制系统可以保证肌瘤被凝固到坏死程度。靶点治疗：自凝刀直接从肌瘤中间开始产生凝固作用。包膜作用：子宫肌瘤外包膜具有阻止热量向外扩散的作用。技术新颖性：精选微创介入途径。开辟肌瘤中心靶点治疗。采用效果确切的自凝法。定位、定量及定性治疗。治疗过程及效果直观、精确。临床意义：操作过程完全在b超监视下进行，不会损伤正常组织和器官。完全微创，治疗时间短、创伤少、痛苦小。对女性生殖器官的结构和功能无明显损伤，以保其身心健康。定位、定量、定性三结合的可见性治疗方法，效果确切。各级医院的妇科医生经过一定的培训即可掌握此