

# 保证欧姆龙压缩式吸入器 雾化器 Omron Nebulizer NE-C30

产品名称	保证欧姆龙压缩式吸入器 雾化器 Omron Nebulizer NE-C30
公司名称	广州市越秀区健科医疗器械中心
价格	面议
规格参数	药（械）准字:辽食药监械（准）字2011第2540038号 适当药液量:约2-7ml 消费功率:12W以下
公司地址	广州市越秀区沿江东路421号东城宾馆主楼900房
联系电话	83871170 13822111033

## 产品详情

凡购买两个以上的，可享更多优惠，详情请和我们联系。本店所卖货品保证正品，如有假货，无条件退款，并赔偿客户损失

for a better price, please feel free to contact us. all product sold are guaranteed 100% genuine

如今在空气污染越来越严重的情况下，加上季节转换期间的气候的骤寒骤暖，呼吸道的疾病患者大大地增加。传统的吃药打针治疗的模式是无法满足各种的复杂的治疗的条件和现代人对生活的高品质的需求的，因此药液的雾化治疗就显得是意义非常重大了。

### 空气压缩式雾化器的原理

空气压缩式雾化器：也叫射流式雾化，是根据文丘里（venturi）喷射原理，利用压缩空气通过细小管口形成高速气流，产生的负压带动液体或其它流体一起喷射到阻挡物上，在高速撞击下向周围飞溅使液滴变成雾状微粒从出气管喷出。

## 气体压缩式雾化器的优点

- 1、高效无油活塞式压缩机，雾化时不需冷却水、日常免维护、操作更简单方便；原药雾化，不需稀释，临床效果好；几乎没有药物残留量，药物利用率高；
- 2、操作使用更方便，产品备有2米气管一根，活动余地大，坐、躺都能用，雾化组件轻巧，佩戴、手扶方便；
- 3、雾化使用原药雾化，在相对的治疗时间内吸入的雾化量适宜，不易造成气管内壁粘膜发涨，造成气管堵塞，雾化的颗粒超细，并且不易碰撞结合，人体吸入舒适，而且能进入支气管、肺部等气管，临床效果极佳，特适宜下呼吸道疾病治疗；
- 4、纯机械性产品，故障率极低，维修费用低，使用寿命长，一般正常使用5~10年。

## details

the compair elite nebulizer system is small, lightweight and portable, which gives you the ability to effectively manage and treat your condition anywhere, anytime. it is powered by an efficient and reliable piston-pump compressor.

this compressor nebulizer set features easy to grip air plugs on both ends of the tubing. other types of tubing can be slippery and hard to fasten to the compressor. not with this tubing! the easily gripped ends allow you to attach both tails of the tubing to the necessary spots, hassle free.

like all tabletop compressors, this omron product requires that you regularly replace the air filter – so add a pack of 5 filters specifically designed for this compressor to your order to ensure your unit will run at peak performance for months!

## what's in the box

compressor, reusable nebulizer kit (7 ml capacity), child mask, tube, 5 replacement filters, a carrying case, instruction manual and training dvd.

## features

- 1.small, compact, and lightweight piston pump compressor designed for convenience and durability
- 2.reusable nebulizer and child mask included to help your child effectively take a treatment for months to come
- 3.simplicity of use! – easy to grip air plugs on both ends of the tubing makes the sometimes tricky attaching easier

for more details, please feel free to contact us.

本产品的药（械）准字是辽食药监械（准）字2011第2540038号，适当药液量是约2-7ml，消费功率是12W以下，喷雾速率是0.22ml/min