

# 婴儿 儿童雾化器 医用家用雾化机 空气压缩雾化吸入器 招商

产品名称	婴儿 儿童雾化器 医用家用雾化机 空气压缩雾化吸入器 招商
公司名称	广州欣喜熙医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 广州市天河区 银利街10号
联系电话	02087702630 18928725919

## 产品详情

### 一、产品描述

注册名称：压缩式雾化器

别名名称：雾化器、压缩雾化器、医院用雾化器、医疗雾化器、家庭用雾化器、家用雾化器、

治哮喘雾化器、小孩用雾化器、老人用雾化器、礼品雾化器、雾化器礼品。

专利：两项国家专利，专利产品压缩雾化器，仿冒必究。

功能:压缩雾化器配合药水治疗哮喘，支气管炎、肺炎、鼻炎、鼻窦炎等呼吸道疾病及一般性感冒适应症

特点:压缩雾化器治疗，雾化颗粒80% 0.5 ~ 5 μm，药物直达患病部位，药效快又好;而口服药物是间接作用于患病部位,药效慢又低；性

能优于类似的雾化器。

### 二、品牌理念品牌：喜呼吸 喜芝堂旗下品牌

理念：关爱您的健康和生活

### 三、压缩式雾化器技术参数

功率 低于 100w 230 or 120v ac, 50/60hz

药品容量: 6ml

药粒尺寸:可呼吸的雾粒尺寸分布 80% 0.5 ~ 5  $\mu$ m

药粒尺寸(mm<sub>ad</sub>): 2.0  $\mu$ m

平均雾化量: 0.2ml/min(2% saline solution)

噪音水准: 55分贝以下

压缩压力: 3.0 ~ 39psi / 2.10 ~ 2.73bar / 2.13 ~ 2.75kgf/cm<sup>2</sup>

使用压力: 9.5 ~ 16 psi / 0.70 ~ 1.0 bar / 0.71 ~ 1.021 kgf/cm<sup>2</sup>

流量: 6 ~ 10 lpm

工作温度: 10 °c ~ 40 °c / 50 °f ~ 104 °f

工作湿度: 10 ~ 90% rh

保管温度: 零下20 ~ +70 / 零下4 ~ +158

保管湿度: 10 ~ 95% rh

#### 四、我们的准则

- 1：坚守客户是我们生存的基石，我们不做伤害 欺骗客户利益的事
- 2：我们坚持并遵守诚信、创新、互利共赢、共同发展的信念，为客户提供更好的产品与服务
- 3：我们对客户的抱怨投诉，必须每件在24小时内答复，不得推诿 拖延

#### 五、售后服务

- 1：我们的品质保证期限：自客户收到产品之日起两年；如客户收到产品部满意，7天内退换！
- 2：客户抱怨的处理：必须在24小时内给客户一个满意的解决方案
- 3：产品如出现批量品质问题，我们必须无条件召回