

# 五官检查镜，耳鼻喉检查镜

产品名称	五官检查镜，耳鼻喉检查镜
公司名称	济南壹鼎医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:WG-1 人用/兽用:人用 药（械）准字:沪食药监械（准）字2014第1200513
公司地址	山东省济南市槐荫区经二小纬六路8-1号
联系电话	13305417910

## 产品详情

五官检查器主要用途功能，性能，技术参数，适合环境：

### 一．用途：

五官检查器供检查眼底、耳腔、内耳膜、鼻咽道、口腔道、喉头的五官检查用。

### 二．结构和特点：

#### 主要技术参数

1) 工作电压：1.5 × 2v。

2) 电珠：2.5v/0.3a

3) 光栏形式：大光斑、小光斑

4) 屈光度数：±100、±200、±300、±400、±500、±600、±800、±1000、±1200、±1600、±2000、—2500。

5) 检耳镜中窥耳器孔径有 3、4、5、6、8五种。

6) 喉镜镜框外径有 15、18、21三种。

7) 光照度：80lx以上

8) 电源：r14，2号电池二节。

### 三．运行环境条件：

- 1．室内使用；
- 2．海拔高度不超过2000m；
- 3．温度应在5 ~ 40 ；
- 4．温度不低于31 时最大相对湿度为80%，温度为40 时相对湿度线性降到50%；
- 5．运行的额定污染等级；
- 6．大气压力：860hpa ~ 1060hpa；
- 7.无强烈震动及腐蚀性气体存在

本产品的型号是WG-1，人用/兽用是人用，药（械）准字是沪食药监械（准）字2014第1200513，用途是用于五官科常规检查