

智能药物透皮扩散试验仪/透皮仪/药物试验仪

产品名称	智能药物透皮扩散试验仪/透皮仪/药物试验仪
公司名称	河南爱博特科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:X1药管械（X2）字XXXX3第x4xx5 xxxx6号 检测时间:10（s） 检查项目:实验室
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州高新技术开发区翠竹街1号
联系电话	86 0371 67826898/67826868 13607677118

产品详情

tp-2a、tp-3a型智能药物透皮扩散试验仪技术参数请参考网站：<http://www.hnaibote.cn/html/299.html>

生产厂家：河南爱博特科技发展有限公司

联系人：张昱

电话：0371-67826898 15890037207

传真：0371-67826788

技术支持qq：710192099

邮箱：hnaibote@163.com

一、产品介绍

经皮给药系统近年来发展十分迅速，品种、数量与日俱增。引起药剂学家的重视，也得到了医生和广大患者的欢迎。在体外测定药物的透皮性质对经皮给药系统的设计和释放特征的预测具有使用价值。卫生部制定的皮肤类新药审批办法中有规定必须进行透皮吸收实验。为了更高质量的进行研究工作，使用者急需一种精度高、可靠性好的仪器。而以往的仪器在温度控制精度、搅拌速度，尤其是仪器渗水这一让使用者头疼的问题，已被我们从根本上解决。我们对静电的franz扩散池进行了改进，采用微电脑控制技术，开发出一智能透皮扩散实验仪，以其独特的一体化造型，从根本上解决了以往同类产品的不足之处，填补国内空白。经中国药科大学等研究单位使用，证明其性能良好、可靠性高、使用方便。价廉物美，投放市场后，深受欢迎。

二. 主要技术指标

温控范围：室温-50摄氏度 误差 ± 0.1 搅拌速度：0-1000r/min

透皮扩散面积：3平方厘米（用户可根据需要任意变换 接受池体积：10ml

杯数：tp-2a型为3杯 tp-3a型为6杯 外形尺寸：50*30*30cm

重量：2.5kg

本产品的药（械）准字是X1药管械（X2）字XXXX3第x4xx5xxxx6号，检测时间是10（s），检查项目是实验室，颗粒分辨率是10，尺寸是400*500（mm），净重是2.5Kg