

# 机械小型工业真空冷冻干燥箱

产品名称	机械小型工业真空冷冻干燥箱
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海达仪器 型号:HD-E804
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

## 产品详情

图片展示：

机械小型工业真空冷冻干燥箱实物图

展厅

机械小型工业真空冷冻干燥箱简介：

本箱用来供工矿企业、大专院校、科研、医疗单位及实验室作物品干燥、焙烘、熔蜡、灭菌等用。

机械小型工业真空冷冻干燥箱概述：

本箱外壳采用优质冷轧钢板制造，表面喷塑，工作室采用优质钢板加工制成，内角呈圆弧型，箱门中间设有双层钢化玻璃观察窗，箱门与箱体之间用耐高温硅橡胶密封条，保温性好。本系列产品采用智能型控温仪控温，箱内设有耐高温风机强制空气对流。本系列产品外形美观，操作方便，控温精度高，温度均匀可靠。

机械小型工业真空冷冻干燥箱主要技术参数：

温度范围：常温 ~ 200 or 300 精度：± 1% 内箱尺寸：300 × 300 × 400mm, 400 × 400 × 450mm (w × d × h) 电热管：3kw, 4kw 马达：1/4hp 体积：910 × 550 × 1000mm, 1000 × 650 × 1140mm (w × d × h) 重量：84kg, 135kg 电源：1 ,ac 220v, 14.5a ; 1 ,ac 220v, 19a 材质：内胆为碳钢, 外箱为钢板喷涂表面 温度设定方式：指针式可调

机械小型工业真空冷冻干燥箱注意事项：

- (一)干燥箱恒温干燥时恒温室下方的散热板上，不能放置物品，以免烤坏物品或引起燃烧。
- (二)电热恒温鼓风干燥箱消耗的电流比较大。因此，它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全，箱壳应接好地线。
- (三)放入箱内的物品不应过多、过挤。
- (四)严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内，以免发生事故。
- (五)对玻璃器皿进行高温干热灭菌时，须等箱内温度降低之后，才能开门取出，以免玻璃骤然遇冷而炸裂。
- (六)如果需要观察恒温室内的物品。
- (七)每台工业烤箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。
- (八)切勿把本机箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中，以免破坏电子部件。

以上价格仅供参考，以实际下单价格为准

本产品的加工定制是是，品牌是海达仪器，型号是HD-E804，类型是真空干燥箱，材质是内胆为碳钢,外箱为钢板喷涂表面，温度范围是常温 ~ 200 or 300 ( )，功率是电热管：3KW, 4KW，工作室尺寸是300 × 300 × 400, 400 × 400 × 450 (mm)，重量是84, 135 (kg)，适用范围是用于干燥、烘烤、预热各种材料或试片，采用热风循环方式加温分布均匀。