

# 金环医疗刻度离心管 定制加工 欢迎来电订购

产品名称	金环医疗刻度离心管 定制加工 欢迎来电订购
公司名称	扬州市金环医疗器械厂
价格	面议
规格参数	药（械）准字:苏扬食药监械（准）字2010第1010136
公司地址	扬州市头桥镇长宁路9号
联系电话	86-0514-87481388 13665283355

## 产品详情

- 1) 装溶液时不超过试管容量的1/2，加热时不超过试管容量的1/3。 [1]
- (2) 用滴管往试管内滴加液体时应悬空滴加，不得伸入试管口。 [1]
- (3) 取块状固体要用镊子夹取放至试管口，然后慢慢竖起试管使固体滑入试管底，不能使固体直接坠入，防止试管底破裂。 [1]
- (4) 加热使用试管夹，试管口不能对着人。加热盛有固体的试管时，管口稍向下，加热液体时倾斜约45°。 [1]
- (5) 受热要均匀，以免暴沸或试管炸裂。 [1]
- (6) 加热后不能骤冷，防止破裂。 [1]
- (7) 加热时要预热，防止试管骤热而爆裂。 [1]
- (8) 加热时要保持试管外壁没有水珠，防止受热不均匀而爆裂。 [1]
- (9) 加热后不能在试管未冷却至室温时就洗涤试管。 [1]
- (10) 使用试管夹夹取试管时，将试管夹从试管的底部往上套，夹在试管中上部，若将试管长度三等分时，则试管夹夹在靠试管口的那端的三分之一的部位以内为合理。 [1]
- (11) 加热应用外焰。 [1]

扬州市金环医疗器械厂位于历史文化名城——扬州东郊头桥镇。企业主要产品有各种规格的非吸收缝合线、各类医用棉球、纱布叠片、纱布绷带等一次性使用医疗器械产品，现拥有物理、化学、生物三大化验室，各项检测设备齐全完备。企业现拥有一批专业素养高，技术力量强的管理人才队伍。经过多年的细心经营和多次的市场检验，公司已形成一整套成熟完善的质量管理体系。在公司多年全面质量管理经验的基础上，通过对产品生产每个环节的严格管理、检验控制，企业产品质量在行业同类产品中始终保持领先水平。目前，公司产品远销全国各地，销售网络点覆盖全国各省、市大小医疗网点。

企业一直坚持“以质量求生存，以信誉求发..

联系人：郑经理

联系电话：13852719678

本产品的药（械）准字是苏扬食药监械（准）字2010第1010136