

进口试管研磨机分散均质机、玛瑙管液氮粉碎机

产品名称	进口试管研磨机分散均质机、玛瑙管液氮粉碎机
公司名称	成都胜拓仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VIOLAMO 型号:试管分散机 适用物料:生物组织
公司地址	成都市双流区西航港开发区黄河北路38号
联系电话	15828332653

产品详情

进口小型台式振荡粉碎机

配合玛瑙研磨管使用，支持液氮粉碎

选购信息

编号	型号	规格	尺寸mm	价格
1284301	cm-750	单球粉碎机	290 × 280 × 230	45500
1284302	cm-900	冷冻粉碎机	290 × 280 × 230	50050
1284311	研磨管	玛瑙制	34 × 75	7540
1284312	研磨管	玛瑙、硅橡胶制	50 × 90	9100

单球玛瑙管参考图

性能特点

特别地低振动、静音设计。

cm-900配合硅橡胶保护的玛瑙研磨管，支持液氮冷冻粉碎

振动频率：0 ~ 360cps (dc电机无机变速) 振幅：35mm 计时：0 ~ 30分钟或连续 电源：ac100v
50/60hz

功率：50w 重量：主体 / 10.5kg、玛瑙管 / 約120g (cm-750用)、液氮玛瑙管/240g (cm-900用)

violamo试管分散机、粉碎珠试管用均质机

样品在密闭试管中分散、可高效屏蔽外界干扰（如rnase或dnase），也可避免对外界环境可能的污染

订购信息编号 型号 说明 价格/元

2731631 vt 试管分散机 ¥10150

说明：violamo分散机耗材与ika 试管分散机通用（见下表）

性能特点

试管分散机集分散，混匀，匀浆及研磨于一体，具有各种应用试管（微量样品管）可选

通过完全密闭的试管进行样品处理，保护使用者免受传染性、毒性及浓厚气味样品的伤害

所有的实验在任何时候都具有可重复性，而且样品间不会发生交叉污染。

试管采用耐化学腐蚀塑料；

回転数：300～4000rpm（59秒まで6000rpmに設定可能） 最大搅拌可能粘度：5000mpa?s 电机输入/
输出功率：20/17w 计时器（1～59秒或1～29分） 大小：100×160×40mm 电源：ac100v 50/60hz
重量：0.75kg

粉碎珠分散仪、破碎仪、均质仪高速振荡破碎 crusher

订购信息

编号 型号 重量 价格

1295801 bm1s 5kg 20800

性能特点

适用于微量管（1.5/2ml ep管，1只）的粉碎珠型破碎均质仪

最高达4600rpm振荡速度，可高速破碎样品

适合生物组织，如植物或动物等等破碎

可选用玻璃珠、钢珠、陶瓷珠、氧化锆珠子等

可调速度范围：2000 ~ 4600rpm

使用管型：带盖的微量管，1.5ml/2ml

表示形式：数字显示 计时器：最长60秒（1秒步进） 安全设置：开机自锁、过电流保护等

电源：ac100v 50/60hz，线长1.8m

试管分散机用均质试管

价格信息	编号	型号	规格	容量	包装数	价格
	2731602	st	搅拌用管	20ml	25个	¥ 2,444
	2731621	stm（穿孔膜盖）	搅拌用管	20ml	25个	¥ 2,379
	2731615	stm（穿孔膜盖/ 射线灭菌）	搅拌用管	20ml	20个	¥ 2,444
	2731603	dt	均质管（分散管 ）	20ml	25个	¥ 2,444
	2731623	dtm（穿孔膜盖 ）	均质管（分散管 ）	20ml	25个	¥ 2,379
	2731616	dtm（穿孔膜盖/ 射线灭菌）	均质管（分散管 ）	20ml	20个	¥ 2,444
	2731604	bmtg	玻璃珠研磨粉碎 管	20ml	25个	¥ 2,444
	2731626	bmtgm（穿孔膜 盖）	玻璃珠研磨粉碎 管	20ml	25个	¥ 2,379
	2731605	bmts	钢珠研磨粉碎管	20ml	25个	¥ 2,444
	2731625	bmtsm（穿孔膜 盖）	钢珠研磨粉碎管	20ml	25个	¥ 2,379
	2731618	bmtsm（穿孔膜 盖/ 射线灭菌）	钢珠研磨粉碎管	20ml	20个	¥ 2,444
	2731606	st	搅拌用管	50ml	10个	¥ 1,222
	2731622	stm（穿孔膜盖）	搅拌用管	50ml	10个	¥ 1,430
	2731617	stm（穿孔膜盖/ 射线灭菌）	搅拌用管	50ml	10个	¥ 1,534
	2731607	dt	均质管（分散管 ）	50ml	10个	¥ 1,222
	2731624	dtm（穿孔膜盖 ）	均质管（分散管 ）	50ml	10个	¥ 1,430
	2731619	dtm（穿孔膜盖/ 射线灭菌）	均质管（分散管 ）	50ml	10个	¥ 1,534
	2731609	bmtg	带玻璃研磨球分 散管	50ml	10个	¥ 1,222
	2731628	bmtgm（穿孔膜	玻璃珠研磨粉碎	50ml	10个	¥ 1,430

2731608	盖) bmts	管 带不锈钢研磨球s 分散管	50ml	10个	¥ 1,222
2731627	bmtsm (穿孔膜 盖)	钢珠研磨粉碎管	50ml	10个	¥ 1,430
2731620	bmtsm (穿孔膜 盖/ 射线灭菌)	钢珠研磨粉碎管	50ml	10个	¥ 1,534

均质机用试管选择说明 (试管分散机配套试管一览表)

本产品的品牌是VIOLAMO，型号是试管分散机，适用物料是生物组织，应用领域是生物、疾控、医学等，粉碎能力是1.5ml-50ml，出料粒度是X，处理方式是球磨，给料粒度是X，结构形式是立式、卧式，重量是X，规格是试管分散机1.5ml-50ml