

GDYJ-201SC家具人造板甲醛测定仪，家具人造板甲醛在线监测仪

产品名称	GDYJ-201SC家具人造板甲醛测定仪，家具人造板甲醛在线监测仪
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:GDYJ-201SC
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us

售前客 客服 客服 客服
服

售后客服客服

gdyj-201sc家具·人造板甲醛测定仪

应用领域：

适用于家具、胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板、饰面人造板中甲醛的快速测定。

仪器特点：

检测方法：符合乙酰丙酮分光光度法（gb 18584-2001，gb 18580-2001）。

仪器构成：测定仪由主机、样品前处理装置和试剂包等构成，整箱包装，仪器体积小、重量轻，操作简单，适于现场及实验室使用。

光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。

内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

测量方式：样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。

专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。

单机软件：仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。

联机软件：可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出excel格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。

数据接口：外设usb接口，支持数据管理和仪器控制。

耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

光源：超高亮发光二极管

波长：412 nm

测定下限：

0.1 mg/l(干燥器法)

0.1 mg/100g(穿孔萃取法)

0.05 mg/m³ (气候箱法)

测定范围：

0.0-5.0 mg/l(干燥器法)

0.0-80.0 mg/100g(穿孔萃取法)

0.00-25.00 mg/m³ (气候箱法)

测量精度：± 5%

电源：

ac (220 ± 22 v、50 ± 1 hz)

尺寸：275x210x125 mm

重量：1.5 kg

水浴锅1台

样品前处理器具1套

微机接口和数据处理 软件1套

试剂1套（100次）

注：不提供气候箱法及穿孔萃取法样品前处理装置

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是GDYJ-201SC，测量范围是0.0-5.0mg/L(干燥器法)0.0-80.0mg/100g(穿孔萃取法)0.00-2，测量精度是 $\pm 5\%$