

高效液相色谱仪器LC98II 维修代理

产品名称	高效液相色谱仪器LC98II 维修代理
公司名称	淄博市现代科学器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北京 型号:LC98II
公司地址	张店东一路37号(天鸿化工城甲52号)
联系电话	18615131836 13153367011

产品详情

lc98ii高效液相色谱仪器介绍：

1) p98 型等梯度高压输液泵

流量范围：0.01ml/min~10ml/min

流量精度：<3 μ l(0.01ml/min~0.1ml/min),<1.5%(0.5ml/min~10ml/min)

流量稳定度： \pm 0.3%

压力范围：0.00mpa ~ 42mpa(420kgf/cm²)

进口马达，进口驱动器，细分两万步，无机械噪音；确保精度。

进口密封系统，耐高压能力强。

进口高效脉动阻尼器，缓冲能力强，使脉动最小。

全进口液路管。

显示方式：液晶屏幕显示。

显示模式：实际压力，流量设定，压力上下限设定。

安全控制：压力上下限控制，蜂鸣报警，自动停机。

卧式机箱，轻触面板。

2) uv98 可变波长紫外可见检测器

光路系统：进口设计衍射光栅单色仪，进口光电接收器件。

光源：日本滨松I6302氙灯

波长范围：190 ~ 700nm

波长精度： $\pm 1\text{nm}$

波长重复性： $\pm 0.4\text{nm}$

噪声： $2.5 \times 10^{-5}\text{au}(\text{p-p})$ (动态指标，流动相甲醇，254nm，接柱)

漂移： $1 \times 10^{-3}\text{au/hr}$ (动态指标，流动相甲醇，254nm，接柱)

衰减范围：0.002 ~ 2 au/mv 10档

检测池体积：4.5 μl ；池体可耐最高压力达120kgf/cm²(专利设计)

最小检出量： $2 \times 10^{-8}\text{g/ml}$ (萘/甲醇溶液)

液晶屏幕显示，微处理器控制，自动停留扫描；波长重复性高

独特的氙灯控制，启辉电压使氙灯使用寿命可达2500小时。

专利的反压器设计，使气泡不易进入流通池。

卧式机箱，轻触面板；简单液路连接。

3)n2000色谱工作站

外联式硬件设计，软件基于windowsxp/2000操作平台下的32位应用程序。

基本功能：双通道数据采集，定性和定量分析；可实现国内外多种品牌液相色谱系统的计算机控制。符合gmp认证要求。

4)rheodyne7725i进样阀 (美国原装进口)

耐压可达42mpa, 手感好.

注:此配置适用于制药分析、gmp认证，农药分析、教学科研、饲料分析、化工分析。具有检测灵敏度高、可靠性极强、性价比极高。被各领域广泛应用。此配置可使用于农药检测、制药分析、化工分析、卫生防疫、教学研究等领域。

本产品的加工定制是否，品牌是北京，型号是LC98II，类型是高效液相色谱仪，测量范围是0.01ml/min~10ml/min，测量对象是:此配置适用于制药分析、GMP认证，农药分析、教学科研、饲料分析、化工分析。具有检测灵敏度高、可靠性，控温范围是0.01ml/min~10ml/min（ ），尺寸是0.00MPa~42MPa(420Kgf/cm²)（ mm ），重量是5（ kg ），广泛是色谱仪