

PAL-1数显折射仪、糖度计、水果糖度仪

产品名称	PAL-1数显折射仪、糖度计、水果糖度仪
公司名称	深圳市启辰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字折射仪 品牌:日本爱宕
公司地址	深圳市宝安区西乡街道前进二路134号锦联大厦A栋六楼619
联系电话	0755-86502700 13699763973

产品详情

pal-1迷你数显折射计

具有广泛的衡量范围（糖度(brix)0.0至53.0%），pal-1适用于几乎任何果汁、食品与饮料的测量，例如汤、调味酱、蕃茄酱、低糖果酱或带皮果酱。

型号	pal-1	货号	3810
测量范围	糖度 (brix) 0.0 至 53.0% 温度 9.0 至 99.9 ° c	溶解值	糖度 (brix) 0.1% 温度 0.1 ° c
测量准确度	糖度 (brix) ± 0.2 % 温度 ± 1 ° c	环境温度	10 至 40 ° c
测量温度	10 至 100 ° c (自动温度补偿)	样本量	0.3毫升
测量时间	3 秒	电源	2 × aaa 电池
国际保护等级	ip65 无尘且对喷射水柱具防护作用	尺寸重量	55(w) × 31(d) × 109(h)毫米, 100公克(不含零件的重量)
选件	• extractor : re-29401 • pal保管箱 : re-39409 • 携带连 : re-39410 • 10% 蔗糖溶液 (± 0.03%) : re-110010 • 20% 蔗糖溶液 (± 0.03%) : re-110020 • 30% 蔗糖溶液 (± 0.03%) : re-110030 • 40% 蔗糖溶液 (± 0.04%) : re-110040 • 50% 蔗糖溶液 (± 0.05%) : re-110050 • 60% 蔗糖溶液 (± 0.05%) : re-110060		

本产品的加工定制是否，类型是数字折射仪，品牌是日本爱宕，型号是PAL-1，测量范围是糖度(Brix)0.0

至53.0% (%) ，格值是0.1 (%) ，重量是100 (g) ，适用范围是食品饮料水果糖度测量，规格是日本原装进口，水果糖度检测是糖度检测