

显微热分析仪WRX-1S 物光熔点仪

产品名称	显微热分析仪WRX-1S 物光熔点仪
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海物光 型号:WRX-1S
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

产品详情

产品名称：显微热分析仪

产品型号：wrx-1s

wrx-1s显微热分析仪产品特点：

采用带数码目镜的显微镜，不仅可以用一般目镜，且可应用先进的彩色ccd通过显示器（由客户选配）研究、测定物质热特性。它既可作为微量样品的熔点测定，又可进行生物工程的热力学研究，在医学、化工、合成纤维、生物学、矿物学、犯罪学的领域均有广泛的应用。

显微热分析仪wrx-1s主要技术参数:

工作温度：室温至300

起始温度设定速率：50 至300 不大于12min

300 至50 不大于15min

起始温度设定准确度：±1

温度最小读数：0.1

线性升降温速率：0.2 /min,0.5 /min,1 /min,1.5 /min,2 /min ,

3 /min,4 /min,5 /min八档

线性升温速率偏差：±10%

加热镜台温度控制准确度：< 200 时 ±0.5

200 时 ±0.8

载玻片厚度:0.8mm-1.2mm

盖玻片厚度:0.17mm

显微镜工作距离：物镜至样品 > 7 mm

物镜至工作台面 > 29mm

热镜台尺寸:195mm × 28mm × 85mm

程控数显单元尺寸:400mm × 130mm × 400mm

仪器净重：12.6kg

名称	型号	主要技术参数
熔点仪	wrs-3	范围：室温~320 ，温度数显最小示值0.1 ，示值 ±5 时，应符合下列要求：（1）在 < 200 范围 00-320 范围为 ±0.8 时，示值重复性：升温速率 确定度为0.3 ，线性升温速率误差不大于
熔点仪(程控、数显)	wrr	范围：40~280 重复性：0.3 最小数单位:0.1 （可同时测试3个
数字熔点仪 (微机、液晶数显)	wrs-1b(1a)	范围:室温~300 最小读数:0.1 接口输出rs232、通过pc显示熔化
数字熔点仪 (微机、点阵液晶)	wrs-2 wrs-2a	同上(直接显示熔化曲线及测量结 同上(可同时测三个样品)
微机熔点仪	wrs-1c	范围：室温-400 ，“起始温度”设定时间：50-400 时间：400-50 ，不大于7min；温度数显最小示值0. .1-20.0 /min之间任意连续可选；重
显微热分析仪 (程控、数显)	wrx-1s	范围：室温~300 重复性：0.4 ；最小读数单位:0. 生物显微镜，ccd)（显示部分选购），总放大倍数4 微动格值0.002mm；移动范围：横向50mm
(显微熔点仪)	wrx-1s	范围：室温~300 重复性：0.4 ；最小读数单位:0. 式连续变倍体视显微镜)，变倍范围：0.7x，4.5x总
	wrx-1s	范围：室温~300 重复性：0.4 ；最小读数单位:0. 光显微镜)，总放大倍率40- 630x 电子目镜：
	wrx-1s	范围：室温~300 重复性：0.4 ；最小读数单位:0. 射偏光显微镜)，总放大倍率50-600x物镜转换器： 万像素

本产品的加工定制是否，品牌是上海物光，型号是WRX-1S，类型是显微熔点仪